

## Fiche produit



### Positionnement sécurisé en position couchée

Nous proposons aussi des aides permettant à la personne de rester assise de manière sécurisée, pour éviter qu'elle ne perde l'équilibre suite à des mouvements incontrôlés ou qu'elle se blesse en voulant se lever de son fauteuil ou de sa chaise roulante si elle n'est plus en possession de toutes ses capacités physiques ou psychiques pour le faire. En fonction du degré d'autonomie et d'autocontrôle que possède encore le patient, on peut mettre en place des mesures qui limitent plus ou moins sa capacité de mouvement. Selon la façon ou la situation dans laquelle elles doivent être utilisées, les fixations peuvent être équipées d'une boucle à clips ou d'une serrure mécanique ou magnétique.

### Fixation pelvienne | Winn'Save

La ceinture abdominale et maintien pelvien WINN'SAVE empêche le patient de glisser vers le bas du lit. Cette contention consiste d'une ceinture abdominale et un passant entre les jambes qui revient vers l'avant pour être fixé sur la fermeture de sécurité. Le passant est fixé à l'arrière avec une boucle, facilement amovible.



La ceinture abdominale et maintien pelvien est disponible avec des sangles latérales et sans sangles latérales.

- Polyester, boucles et oeilletons en inox
- Tissu au toucher très confortable
- Grande facilité d'utilisation grâce aux étiquettes intégrées
- Coutures renforcées
- Tissu retardant au feu
- Désinfection thermique et chimique possible
- Adaptable au niveau de protection souhaité
- Avec serrures magnétiques ou mécaniques
- Disponible en différentes tailles
- Lavable à 90°C, peut être désinfecté au chlore

### Références:

Références	Description
WBG	WINN'SAVE® ceint. pelvienne sans bandes latérales:
WBGTSM	WINN'SAVE® ceinture pelvienne, mag S 45-85 cm
WBGTMM	WINN'SAVE® ceinture pelvienne, mag M 75-118 cm
WBGTLM	WINN'SAVE® ceinture pelvienne, mag L 94-158cm
WBGTSP	WINN'SAVE® ceinture pelvienne, méch. S 45-85 cm
WBGTMP	WINN'SAVE® ceinture pelvienne, méc. M 75-118 cm
WBGTLP	WINN'SAVE® ceinture pelvienne, méc. L 94-158cm,
WBGXT	WINN'SAVE® ceint. pelvienne avec bandes latérales:
WBGXTSM	WINN'SAVE® ceinture pelvienne, mag S 45-85 cm
WBGXTMM	WINN'SAVE® ceinture pelvienne, mag M 75-118 cm
WBGXTLM	WINN'SAVE® ceinture pelvienne, mag L 94-158 cm

WBGXTSP	WINN'SAVE® ceinture pelvienne, méc. S 45-85 cm
WBGXTMP	WINN'SAVE® ceinture pelvienne, méc. M 75-118 cm
WBGXTLP	WINN'SAVE® ceinture pelvienne, méc.L 94-158 cm

### Spécifications :

- Textiles traités 'Feu Retardant'.
- Lavable à 90 °C et désinfection au chlore
- Disponible avec une fermeture magnétique ou mécanique
- Les fermetures sont faciles à ouvrir
- Fabriqué en polyester, très résistant aux souillures, reste souple.
- Textile rassurant par une perception douce à toucher.
- Des marquages avec modèle et taille intégrés pour un usage facilité.
- Boucles et œillets inoxydables.