

Fiche produit



Positionnement sécurisé en position couchée

Nous proposons aussi des aides permettant à la personne de rester assise de manière sécurisée, pour éviter qu'elle ne perde l'équilibre suite à des mouvements incontrôlés ou qu'elle se blesse en voulant se lever de son fauteuil ou de sa chaise roulante si elle n'est plus en possession de toutes ses capacités physiques ou psychiques pour le faire. En fonction du degré d'autonomie et d'autocontrôle que possède encore le patient, on peut mettre en place des mesures qui limitent plus ou moins sa capacité de mouvement. Selon la façon ou la situation dans laquelle elles doivent être utilisées, les fixations peuvent être équipées d'une boucle à clips ou d'une serrure mécanique ou magnétique.

Fixation abdominale | Guardy©

Cette fixation abdominale se place autour du ventre et du cadre de lit. Le patient peut s'asseoir et être couché au lit, mais il ne peut ni se mettre debout ni sortir du lit.

- Tissu laminé antitranspirant
- Fermeture par boucle réglable
- Disponible en différentes tailles
- Lavable à 60° C



Références:

Références	Description
ABG2PV/M	Guardy© fixation abdominale au lit
ABG2PV/L	Guardy© fixation abdominale au lit