

## Fiche produit



### Positionnement sécurisé en position couchée

Nous proposons aussi des aides permettant à la personne de rester assise de manière sécurisée, pour éviter qu'elle ne perde l'équilibre suite à des mouvements incontrôlés ou qu'elle se blesse en voulant se lever de son fauteuil ou de sa chaise roulante si elle n'est plus en possession de toutes ses capacités physiques ou psychiques pour le faire. En fonction du degré d'autonomie et d'autocontrôle que possède encore le patient, on peut mettre en place des mesures qui limitent plus ou moins sa capacité de mouvement. Selon la façon ou la situation dans laquelle elles doivent être utilisées, les fixations peuvent être équipées d'une boucle à clips ou d'une serrure mécanique ou magnétique.

### Fixation des poignets et chevilles | Guardy©

Cette fixation de poignet au lit permet de doser le degré de liberté de la main du patient. La fixation de poignet s'attache sur le côté du lit. Avec la combinaison velcro et boucle on peut ajuster la fixation facilement.



### Références:

Références	Description
A1EGB	Guardy© fixation cheville (pc)
A1PGB	Guardy© fixation poignet (pc)

### Spécifications :

- Fabriqué en propylène recyclable.
- L'intérieur est rembourré pour offrir plus de confort.
- Lavable à 35 °C.