

Fiche produit

Gestion des voies aériennes



Tubo-Lock set - ENDOtracheal

Le TuBo-Lock Set est une fixation en trois parties pour fixer les tubes endotrachéaux chez les adultes, les adolescents et les enfants.

La fixation est composée de 2 sparadraps agréables pour la peau et d'un élément intermédiaire doux.

La partie intermédiaire du TuBo Lock s'attache fermement au tube grâce aux bandes adhésives. Pour garantir une sécurité maximale, cette partie intermédiaire s'applique comme un noeud autour du tube. En cas de souillure, il suffit de changer la partie intermédiaire pendant que les sparadraps peuvent rester sur la joue pour un plus long moment.

Grâce à la fermeture velcro, le TuBo-Lock peut être facilement ouvert et réajusté. Le positionnement du velcro vertical prend une assez grande surface pour fixer les bouts de l'élément intermédiaire.

Le velcro placé centralement sur le sparadrap évite un contact direct avec la peau et évite les irritations de la peau.

Deux différentes longueurs de la partie intermédiaire sont disponibles.

Références:

Références	Description
NTLS	Novo Tubo-Lock Set (2 collants + 1 attach)
NTLSX	Novo Tubo-Lock Set - version longue
NTLSM	Novo Tubo-Lock partie du milieu
NTLSMX	Novo Tubo-Lock partie du milieu longue

