

Productfiche

Glijdlaken



Een glijdlaken onder de patiënt vermindert aanzienlijk de wrijvingsweerstand bij een transfer. De patiënt kan zo gemakkelijk in bed vergleden worden i.p.v. hem op te tillen. Dit zowel voor hogerop brengen, in wisselhouding leggen of voor algemene positionering.

Transfers op deze manier uitgevoerd verminderen de fysieke belasting voor de hulpverlener en verhogen het comfort voor de patiënt.

Disposable glijdlaken op rol

Het disposable glijdlaken is een buisvormig glijdlaken met een uitstekend glijdvermogen en gemaakt voor eenmalig gebruik. Het laat een vlotte transfer toe waarbij eventuele risico's op kruiscontaminatie vermeden worden.

Het disposable glijdlaken kan zowel gebruikt worden voor wisselhouding, hogerop brengen als voor algemene positionering.

Beschikbaar op een rol waardoor steeds de gewenste lengte kan afgesneden worden. Vervaardigd uit LDPE en latex vrij.



Referenties:

Referentie	Omschrijving
TLPMR60	Disposable transferlaken (op rol, 100 m)
TLPMR70	Disposable transferlaken (op rol, 100 m)
TLPMRD60	Disposable transferlaken in doos met mes
TLPMRD70	Disposable transferlaken (op rol, 100 m) in doos
TLPMRH60	Afroller met mes voor Disposable transferlaken
TLPMRH70	Afroller met mes voor Disposable transferlaken