

## Productfiche

### Veilig zittend positioneren



Daarnaast zijn er hulpmiddelen die ervoor zorgen dat een persoon op een veilige manier kan blijven zitten, zodat vermeden wordt dat hij/zij door ongecontroleerde bewegingen zijn/haar evenwicht verliest of dat men zich kwetst bij het willen verlaten van zetel of rolstoel wanneer men hiervoor niet meer over de juiste fysieke en psychische capaciteiten beschikt. Rekening houdend met de mate van autonomie en zelfcontrole waarover de persoon in kwestie nog beschikt, kunnen dan meer of minder vrijheidsbeperkende maatregelen worden ingezet. De gordels kunnen in functie van de wijze waarop of de situatie waarin ze moeten worden ingezet, uitgerust zijn met een klikgesp of een mechanisch of magnetisch slot.

### Verlenggordel | Safebelt©

Het verlengstuk wordt gebruikt om de fixatiegordel verder te verlengen met een max. van ongeveer 100 cm. Zij is eveneens voorzien van een 3-tandslot en wordt gewoon tussen de sluiting van de fixatiegordel geplaatst.



### Referenties:

Referentie	Omschrijving
ATVGX3	Verlenggordel, SafeBelt© met klikgesp 100 cm
ATVGG3	Fixatiegordel, gesp slotje