

Productfiche

Veilig zittend positioneren



Daarnaast zijn er hulpmiddelen die ervoor zorgen dat een persoon op een veilige manier kan blijven zitten, zodat vermeden wordt dat hij/zij door ongecontroleerde bewegingen zijn/haar evenwicht verliest of dat men zich kwetst bij het willen verlaten van zetel of rolstoel wanneer men hiervoor niet meer over de juiste fysieke en psychische capaciteiten beschikt. Rekening houdend met de mate van autonomie en zelfcontrole waarover de persoon in kwestie nog beschikt, kunnen dan meer of minder vrijheidsbeperkende maatregelen worden ingezet. De gordels kunnen in functie van de wijze waarop of de situatie waarin ze moeten worden ingezet, uitgerust zijn met een klikgesp of een mechanisch of magnetisch slot.

Thoraxgordel aan bekkengordel | Winn'Save

De thoraxgordel zorgt ervoor dat de patiënt niet naar voren valt. Deze gordel is enkel te gebruiken in combinatie met de bekkengordel.

- Polyester, gespen en ogen in inox
- Zeer comfortabel aanvoelend weefsel
- **Groot gebruiksgemak dankzij geïntegreerde labels**
- Met versterkte naden
- Brandvertragend weefsel
- Thermisch en chemische desinfectie mogelijk
- Aanpasbaar aan het gewenste beschermingsniveau
- Wasbaar op 90°C, desinfecteerbaar met chloor



Referenties:

Referentie	Omschrijving
WTGST	WINN'SAVE® thorax gordel gebruik zetel

Specificaties:

- Gemaakt uit brandvertragend textiel.
- **Wasbaar op 90°C en desinfecteerbaar met chloor.**
- Verkrijgbaar met magnetische en mechanische sluiting.
- Sluitingen zijn vlot te openen.
- Vervaardigd uit polyester, hierdoor zeer resistent tegen vuil en blijvend soepel.
- **Geïntegreerde etiketten met model en maat zorgen voor verhoogd gebruiksgemak.**
- Gespen en ogen in inox.