

## Productfiche

### Transferplank



Een transferplank is een ideaal hulpmiddel voor een zittende transfer met overbrugging van een klein hoogteverschil of een open ruimte. Zij wordt vaak in combinatie gebruikt met een draaischijf voor stand draaien en een transfergordel.

### Butterfly

De Butterfly is geschikt voor transfers tussen rolstoel, bed, douchestoel, auto etc. De Butterfly is voorzien van een uitsparing ten behoeve van het rolstoelwiel waardoor een betere positionering en stabiliteit gewaarborgd is. De anti-slip onderzijde voorkomt wegglijden van de transferplank en de gladde bovenzijde vereenvoudigt de glijdende transfer. Butterfly is geschikt voor een gebruikersgewicht tot 250 kg en kan ook gebruikt worden in combinatie met de Butterfly glijmat, welke met klittenband aan de Butterfly bevestigd kan worden. Hierdoor wordt een nog lagere wrijving tussen de persoon en de transferplank gerealiseerd, bijvoorbeeld voor een beter glijfunctie of gebruik met de blote huid.



Te gebruiken bij

- Transfer van het bed naar de rol- of douchestoel
- Transfer in en uit de auto
- Transfer tussen rolstoel, stoel, toilet, douchestoel en toiletstoel

### Referenties:

Referentie	Omschrijving
TPB	Butterfly, transferplank
TPBVM	Vleugel voor Butterfly

### Specificaties:

inclusief glijdvleugel (nylon + polyester)

bord in glasvezel 32 x 66 cm

max. 250 kg

afwasbaar met zeepwater or ontsmettingsmiddel. Geen bleek of wasverzachter.