

Productfiche

Staan draaien



De voetdraaischijf is een ideaal hulpmiddel voor transfers naar en van rolstoel, bed en toilet en dit bij personen die nog wel beschikken over een stafunctie maar die verder moeilijk te been zijn. Het gebruik van een voetdraaischijf verhindert dat knie-, enkel- en heupgewrichten te zwaar belast worden.

De voeten van de zorgontvanger worden op het draaiplateau geplaatst en nadat hij van zit naar staan is gebracht, kan hij gedraaid worden zonder zijn voeten te verplaatsen.

Turntable

De Turntable is een voetdraaischijf vervaardigd uit hard materiaal en is langs beide kanten uitgerust met antislipmateriaal.



Referenties:

Referentie	Omschrijving
DSPMTT	Turntable Alpha

Specificaties:

ABS gecoate plastic

Diameter: 40 cm

Reinigen met een vochtige doek

Max 200 kg