

Betere zorg,
meer bescherming!



Comfort, bescherming en veiligheid



- + Bescherming en geborgenheid
- + Val- en dwaalpreventie
- + Decubituspreventie
- + Veilig zittend/liggend positioneren
- + Medisch positioneren

Ontdek al onze oplossingen op [metra.be](https://www.metra.be)



+ Metra zorgt samen met u voor meer comfort, bescherming en veiligheid voor uw bewoner of patiënt

Het aantal mensen met een fysieke en psychische beperking groeit, vooral door de vergrijzing en stijgende levensverwachting. Hoe bezorgen we al deze mensen maximale levenskwaliteit en bescherming? Een uitdagende vraag voor de samenleving, maar het zijn de zorginstellingen mét hun medewerkers die dit in de dagelijkse praktijk moeten vertalen naar warme en respectvolle zorg.

Hoe bescherm je mensen in een zwakke positie voor de risico's waaraan ze worden blootgesteld ten gevolge van hun fysieke of psychische conditie? Een omgeving die voor valide mensen perfect veilig en beheersbaar is, kan immers voor andere mensen heel wat gevaren inhouden en als bedreigend ervaren worden. Het (gedeeltelijk) verlies van zelfcontrole kan tot gevolg hebben dat ze zichzelf en hun omgeving in gevaar brengen. Tegelijkertijd moet de waardigheid en autonomie van de betrokkene centraal staan.



Heel wat zorgteams worden dagelijks met deze problematiek geconfronteerd. In deze catalogus vindt u een overzicht van de oplossingen die wij aanbieden in functie van de mate van autonomie en zelfcontrole waarover de patiënt of bewoner beschikt. Samen met u screenen wij de zorgnood van uw bewoners of patiënten en inventariseren we de hulpmiddelen die bijdragen tot een betere zorg.

Uiteraard gaat aan het gebruik van deze hulpmiddelen een grondige analyse vooraf, waarbij het inzetten ervan in de mate van het mogelijke voortvloeit uit overleg met patiënt, familie en het zorgteam.

Onze service eindigt niet bij de levering, wij maken er een punt van dat uw medewerkers de ingezette hulpmiddelen optimaal kunnen gebruiken in alle veiligheid. Daarom bieden wij uitsluitend oplossingen aan die steunen op de **4 METRA-pijlers**:

- | | | | |
|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| Juist en integer advies | Correcte introductie | Doorgedreven opleiding | Perfekte dienst-na-verkoop |

inhoudstafel

Comfort, bescherming en veiligheid

+ Bescherming en geborgenheid 4

Knie- of schouderdeken Care'Cuddle	5
Slaapdeken Care'Cuddle	8
Slaapzak Care'Cuddle	8
Covers Care'Cuddle	9
Nekkussen Care'Cuddle	9
Hielbescherming Maxxcare	10
Hiel- en elleboogbescherming	10
Hielbescherming sok	10
Beschermwant	11
Body/Pyama	11
Trippelhoes/Beschermlaken	12

+ Val- en dwaalpreventie 14

Sensors, zenders en ontvangers Alert-iT	14
Beschermmat LandingStrip	17
Bedspondebeschermer	17
Heupbeschermer Safehip®	18

+ Veilig zittend positioneren 19

Glijdkussen/éénrichtingskussen One Way Glide	19
Buik- en bekkengordel Care'Save	20
Borstharnas Care'Save	20
Buikgordel SafeBelt	22
Buik- en schoudergordel SafeBelt	22
Bekken- en schoudergordel SafeBelt	23
Buikgordel	24
Bekken- en schoudergordel	24
Buik- en schoudergordel	25
Bekken- en schoudergordel	25
Fixatievest en bekkenfixatievest	26
Universele elastische riem	26
Rompsteun	27
Magnetisch slot en sleutel Care'Save	27
Magnetisch slot en sleutel	27

+ Veilig liggend positioneren 28

Buik- en bekkengordel Care'Save	28
Buik- en bekkengordel met laterale gordels Care'Save	29
Borstharnas Care'Save	29
Buikgordel	30
Pols- en enkelgordel Care'Save	31
Dwarsgordel Care'Save	32
Snelfixatie enkels Care'Save	32
Pols- en enkelgordel SafeBelt	33
Pols- en enkelgordel	33
Universeel verlengstuk Care'Save	34
Verlenggordel SafeBelt	34
Vervangbare bekkengordel Care'Save	34
Magnetisch slot en sleutel Care'Save	35
Magnetisch slot en sleutel	35
LeanOnMe positioneringskussens	36

+ Medisch positioneren 38

Positioneringsblokken	39
Rechthoekige kussens	39
Beensteun	39
Knierol	39
Rugsteun 30°	41
Steunwig voor stabiele zij	41
Abductiekussens	41
Ulnaris- armfixatiekussens	42
Infuskussens	42
Armmanchet	42
Baby Positioneringskussens	43
Hielbescherming	43
Anesthesiekussens	43
Hoofdsteun - ruglig	43
Hoofdsteun open - buiklig	44
Hoofdsteun modulair - buik- rug- en zijlig	44
Hoofdsteun aanpasbaar - buiklig	44
Hoofdsteun met uitsparing neus - buiklig	45
Hoofdsteun ring - ruglig	45
Hoofdsteun links/rechts - ruglig	45
Halfrol	46
Thoraxkussens	46
Bekkenkussens	46
Draaihulp	47
Zandzakken	47

+

Bescherming en geborgenheid

Het feit dat een patiënt of bewoner in meer of mindere mate immobiel is, houdt een fysiek risico in. Ook ongecontroleerde bewegingen of handelingen ten gevolge van verwarring kunnen een bedreiging vormen voor de fysieke integriteit van de persoon in kwestie.

Oplossingen hiervoor zijn onder meer hulpmiddelen die geborgenheid bieden, de persoon tot rust brengen en beschermen tegen kwetsuren, met behoud van maximale bewegingsvrijheid.

Wist je dat METRA een eigen lijn producten aanbiedt? Deze herkent u aan het symbool 

Deze producten werden ontwikkeld op basis van onze ervaring, in nauwe samenspraak met onze klanten.

+
**IN DE
KIJKER!**

Care'Cuddle is ons eigen gamma van verzwaarde knie-, schouder- en slaapdekens, slaapzakken, nekkussens en bijhorende covers. Met dit gamma helpen wij mensen met een verstoring van de prikkelwerking in de hersenen, via zachte, gespreide druk op het lichaam.

Meer info?
[Klik hier!](#)



Care'Cuddle, de voordelen van micro glasparels


De dekens, kussens en slaapzakken van Care'Cuddle zijn gevuld met micro glasparels. Deze kleine bolletjes lijken qua uiterlijk op wit zand of zoutkristallen. Deze glasparels zijn

perfect glad, waardoor ze een geweldige optie zijn voor mensen die gevoelig zijn voor de textuur van kunststofkorrels.

Micro glasparels zijn een milieuvriendelijk alternatief voor kunststofkorrels en bovendien volledig hypoallergeen.

- + Houden het deken zacht en comfortabel
- + Geluidloos
- + Dichte dichtheid
- + Klitten niet samen bij contact met vocht
- + Volgen perfect de contouren van het lichaam
- + Weinig volume nodig om voldoende druk uit te oefenen
- + Makkelijk in onderhoud, wasmachine- en droogkastbestendig

Care'Cuddle, een slim ontwerp voor maximaal rustgevend comfort



Als grote troef zijn alle dekens van Care'Cuddle opgebouwd uit vele kamers, om zo het gewicht perfect te spreiden. De vulling met micro glasparels zorgt ervoor dat het deken zich perfect aanpast aan de contouren van het lichaam. Door het goed omsluiten van het lichaam, wordt er een extra comfortabel en veilig gevoel gecreëerd.

Glasparels hebben bovendien het voordeel dat je weinig vulvolume nodig hebt om genoeg druk uit te oefenen, zodat het deken op zich niet echt dik hoeft te zijn. Dit is aangenamer in een warme omgeving en makkelijker in onderhoud.

Care'Cuddle



Knie- of schouderdeken Care'Cuddle

Dit knie- en schouderdeken, met een formaat 60 x 80 cm, wordt eerder overdag gebruikt, om over de schouder of op de knieën te leggen. Dit stelt mensen die verward, angstig, onrustig, overprikkeld en dwaalgedrag vertonen, gerust. Dit leidt tot minder dwaalgedrag.



Care'Cuddle



referentie	omschrijving	materiaal / kleur
WBSIMPG3	Care'Cuddle Simply knie- of schouderdeken (60 x 80cm)	katoen / donkergrijs
WBSIMPG3D	Care'Cuddle Simply knie- of schouderdeken (60 x 80cm)	waterafstotende polyester / wit



Mate van autonomie en zelfcontrole

Elk hulpmiddel mag worden ingezet na evaluatie van de fysieke en psychische mogelijkheden van de patiënt of bewoner. We moeten daarbij telkens oog hebben voor de unieke situatie waarin deze persoon kan verkeren. Wij hanteren daarbij 3 mogelijke situaties/ kleurcodes waarin hij of zij zich kan bevinden en waarbij er aangepaste hulpmiddelen kunnen worden ingezet.



Beschikking hebben over een ruime mate van autonomie en zelfcontrole



Beperking op vlak van autonomie en zelfcontrole, geen of beperkt gevaar voor omgeving en zichzelf.



Geen of zeer beperkte zelfcontrole, mogelijk gevaar voor zichzelf en omgeving

“Het gevoel van een heerlijke knuffel”







Slaapdeken Care'Cuddle

Dit deken (135 x 200 cm) wordt voornamelijk gebruikt om rustig onder te slapen. Bij slaapproblemen, waarbij motorische en psychische onrust een rol speelt, zorgt de druk van het deken voor het tot rust brengen van het lichaam en geeft het een gevoel van geborgenheid en veiligheid.

- + Gevuld met 8kg micro glasparels
- + Verkrijgbaar in katoen met polyestervulling (Care'Cuddle Night Bedding) of volledig katoen (Care'Cuddle High Temperature)
- + Aangepaste covers beschikbaar



Care'Cuddle

referentie	omschrijving	materiaal	kleur
WBCLASG8 (Night Bedding)	Care'Cuddle Night Bedding slaapdeken 135 x 200 cm	katoen met polyestervulling	ecru
WBSIMPG8HT (High Temperature)	Care'Cuddle High Temperature slaapdeken 135 x 200 cm	katoen	wit



Slaapzak Care'Cuddle

De Care'Cuddle Sleepingbag (100 x 200 cm) creëert als het ware cooengevoel bij de gebruiker. Doordat de twee delen aan elkaar geritst worden, kan het bovenste deel niet van de persoon afglijden tijdens het slapen. Het onderste deel bedekt de volledige matras en is extra comfortabel gemaakt met een bijkomende polyestervulling.

- + Gevuld met 6kg micro glasparels
- + Kan worden vastgemaakt aan bed
- + Met bijpassend hoofdkussen en kussensloop



Care'Cuddle

referentie	omschrijving	materiaal	kleur
WBSBG6	Care'Cuddle Sleepingbag slaapzak 100 x 200 cm	katoen	(donker)grijs





Covers Care'Cuddle

De Care'Cuddle dekens zijn allen uitgerust met lusjes. De bijpassende covers zijn voorzien van linten. Hierdoor kan je beiden goed aan elkaar vastmaken en voorkom je verglijden van de dekens in de cover. De Care'Cuddle cover kan je uiteraard apart wassen, waardoor het verzwaarde deken niet altijd in de machine moet.



referentie	omschrijving	materiaal	kleur	Care'Cuddle
WBCSIMPM	Care'Cuddle cover Minky voor knie- of schouderdeken 60 x 80 cm	polyester	donkergrijs	● ● 
WBCSIMPS	Care'Cuddle cover Sensory voor knie- of schouderdeken 60 x 80 cm	katoen	grijs	● ● 
WBCCLAS	Care'Cuddle cover voor slaapdeken 135 x 200cm	katoen	ecru	● ● 
WBCCLASG	Care'Cuddle cover voor slaapdeken 135 x 200 cm	katoen	donkergrijs	● ●  

Nekkussen Care'Cuddle

De Care'Cuddle Collar zorgt voor ontspanning, een betere lichaamshouding en verhoogt de concentratie. Hij is uitgerust met een klikgesp om het afglijden van de schouders tegen te gaan.
+ Gevuld met 3kg micro glasparels



referentie	omschrijving	materiaal	kleur	Care'Cuddle
WBCG3	Care'Cuddle Collar nekkussen	katoen	donkergrijs	● ●   

Hielbescherming Maxxcare

Met de Maxxcare Heel Pro Evolution (HPE) kan je de hielen op een effectieve, eenvoudige en uiterst comfortabele manier beschermen.

In combinatie met het juiste wondverband is de Maxxcare ook zeer effectief om snelle wondgenezing te ondersteunen.

- + Volledige bewegingsvrijheid in bed
- + Gebruiker blijft mobiel, je kan er mee lopen
- + Aparte navulsets verkrijgbaar
- + Verhoogt het slaapcomfort
- + Comfortabel
- + Verlaagt de zorgkosten en zorgtijd



Ontdek
hier hoe
het werkt!

referentie	omschrijving	maat
MXCS	Maxxcare Heel Pro Evolution / stuk	S (< 38 cm)
MXCST	Maxxcare Heel Pro Evolution Standaard / stuk	standaard (tot 43 cm)
MXCXL	Maxxcare Heel Pro Evolution / stuk	XL (> 43 cm)
MXCNSS	Maxxcare Heel Pro navulset / 4 stuks	voor maat S
MXCNSST	Maxxcare Heel Pro navulset / 4 stuks	voor Standaard
MXCNSXL	Maxxcare Heel Pro navulset / 4 stuks	voor maat XL



Maxxcare®

Hiel- en elleboogbescherming

Vermindert het risico van decubitus op de hielen en ellebogen bij bedlegerige patiënten.

- + Hypoallergeen, antibacterieel
- + Vulling silicone vezels, geeft hoge veerkracht
- + Geen volumeverlies over de wasbeurten heen



referentie	omschrijving	maat
ADHI	Hiel- en elleboogbescherming / stuk	universeel



Hielbescherming sok

Vermindert het risico op decubitus aan de hielen bij bedlegerige patiënten.

- + Zeer zachte acryl stof die drukpunten vermindert
- + Gevuld met wasbare gel ter hoogte van de enkel voor goede drukverspreiding



referentie	omschrijving	maat
ADAS	Hielbescherming sok / paar	universeel









Beschermwant

Voorkomt dat de patiënt zich verwondt door zich te krabben, dat hij/zij zijn pampers openplukt of katheters uittrekt.

- + Luchtige netstof, hand blijft zichtbaar
- + Vulling silicone vezels
- + Geen volumeverlies over de wasbeurten heen



referentie	omschrijving	materiaal / vulling	
ADHAA	Ademende beschermwant met velcro en extra polsfixatie / paar	katoen, mesh / holle silicone vezels	 
ADHAST	Standaard beschermwant met velcro / paar	katoen / holle silicone vezels	 
ADHASIL	Extra vulling beschermwant met klikgesp / stuk	katoen / holle silicone vezels	 

Body/Pyjama

Deze comfortabele en veilige body voorkomt dat de patiënt zich verwondt door zich te krabben of dat hij/zij zich begint te ontkleden.

- + 50% katoen, 50% polyester
- + 4 maten S, M, L en XL
- + Kan als ondergoed gedragen worden (wit)
- + Kan niet zelfstandig aan/af gedaan worden
- + Voorkomt pampersplukken en trekken aan katheters
- + Bescherming ter hoogte van ritsluiting om kwetsuren te vermijden
- + Droogtrommelbestendig, strijken kan op medium temperatuur.



referentie	omschrijving	maten	
ATVBOK	Body met korte mouwen/pijpen, rits op de rug	S / M / L / XL	 
ATVBOKR	Body met korte mouwen/pijpen, rits op de rug en tussen de benen	S / M / L / XL	 
ATVBOLR	Body met lange mouwen/pijpen, rits op de rug	S / M / L / XL	 
ATVBOL2	Body met lange mouwen/pijpen, rits op de rug en tussen de benen	S / M / L / XL	 
ATVBOL	Body met lange mouwen/pijpen, rits tussen de benen	S / M / L / XL	 
ATVBOKLR	Body met korte mouwen/ lange pijpen, rits op de rug en tussen de benen	S / M / L / XL	 

Trippelhoes/Beschermlaken















De trippelhoes of beschermlaken is een matrasomvattend hoeslaken dat overloopt in het bovenstuk van een pyjama.


- + 50% katoen, 50% polyester
- + Voorkomt opstaan of vallen uit bed, het manipuleren van katheters
- + Bewegingsvrijheid, zitten/draaien en armen bewegen mogelijk
- + Versterkte rits, sluit aan de voeten
- + Zijdelingse openingen voorzien voor blaaskatheters
- + Sterke elastiek die tot ver onder de matras reikt
- + Bestaat voor verschillende bedbreedtes
- + Droogtrommelbestendig, strijken kan op medium temperatuur



+
NIEUW
+

Ook beschikbaar in blauw!

referentie	omschrijving	matrasbreedte / kleur	
ATVBL90	Beschermlaken zonder mouwen	90 cm / wit	● 
ATVBLB90	Beschermlaken zonder mouwen	90 cm / blauw	● 
ATVBL105	Beschermlaken zonder mouwen	105 cm / wit	● 
ATVBL120	Beschermlaken zonder mouwen	120 cm / wit	● 
ATVBML90	Beschermlaken lange mouwen	90 cm / wit	● 
ATVBML05	Beschermlaken lange mouwen	105 cm / wit	● 
ATVBML20	Beschermlaken lange mouwen	120 cm / wit	● 
ATVBRL90	Beschermlaken zonder mouwen met extra rits op de schouder	90 cm / wit	● 
ATVBRL05	Beschermlaken zonder mouwen met extra rits op de schouder	105 cm / wit	● 
ATVBRL20	Beschermlaken zonder mouwen met extra rits op de schouder	120 cm / wit	● 
ATVBLS90	Beschermlaken zonder mouwen extra sterk	90 cm / wit	● 
ATVBLS05	Beschermlaken zonder mouwen extra sterk	105 cm / wit	● 
ATVBLS120	Beschermlaken zonder mouwen extra sterk	120 cm / wit	● 
ATVBLO90	Beschermlaken voor obese personen	90 cm / wit	● 



“Het comfort, de waardigheid en de autonomie van uw bewoner of patiënt is even belangrijk als zijn of haar gezondheid”



Mate van autonomie en zelfcontrole

Elk hulpmiddel mag worden ingezet na evaluatie van de fysieke en psychische mogelijkheden van de patiënt of bewoner. We moeten daarbij telkens oog hebben voor de unieke situatie waarin deze persoon kan verkeren. Wij hanteren daarbij 3 mogelijke situaties/kleurcodes waarin hij of zij zich kan bevinden en waarbij er aangepaste hulpmiddelen kunnen worden ingezet.



Beschikking hebben over een ruime mate van autonomie en zelfcontrole



Beperking op vlak van autonomie en zelfcontrole, geen of beperkt gevaar voor omgeving en zichzelf.



Geen of zeer beperkte zelfcontrole, mogelijk gevaar voor zichzelf en omgeving

+ Val- en dwaal-preventie

De gevolgen van het vallen uit bed of stoel zijn vaak erg zwaar. De patiënten of bewoners die aan dit risico zijn blootgesteld, zijn meestal ook fysiek kwetsbaar. Dit kan leiden tot ernstige kwetsuren met grote impact op het fysieke en psychische welzijn van de persoon in kwestie.

Metra biedt een reeks oplossingen aan, die waarschuwen als iemand het bed of de stoel verlaat, die het vallen vermijden of de gevolgen van een val tot een minimum beperken.



Bekijk de uitgebreide Alert-iT brochure [hier](#).



Alert-iT biedt discrete, continue monitoring zonder de noodzaak van een constante en opdringerig aanvoelende aanwezigheid van een zorgverlener. Dit zorgt voor gemoedsrust bij de zorgverleners en een groter gevoel van waardigheid bij de patiënten of bewoners.

Alert-iT is gespecialiseerd in het ontwerpen en produceren van innovatieve en vooruitstrevende zorgalarmsystemen. Het systeem is opgebouwd uit een slimme combinatie van sensoren, zenders en ontvangers.

De sensoren geven aan wanneer er een verhoogd risico bestaat op vallen of dwalen. Ze detecteren of iemand in bed ligt, op zijn stoel zit of zich buiten zijn veilige omgeving beweegt. De zenders sturen een alarm door en de ontvanger verwittigt de zorgverlener dat er een mogelijk risico is ontstaan voor de patiënt of bewoner. Bovendien kan Alert-iT perfect geïntegreerd worden met de meeste bestaande verpleegoproepsystemen.

De voordelen van Alert-iT

- + Biedt discrete bescherming aan patiënten of bewoners
- + Zorgt ervoor dat de zorgverlener bij de gebruiker is als het er echt op aankomt
- + Geeft gemoedsrust aan zorgverleners
- + Robuust en betrouwbaar
- + Gebruik als stand-alone of geïntegreerd in het bestaande verpleegoproepsysteem
- + Eenvoudig te installeren
- + Veilig en makkelijk te bedienen
- + Aangepaste oplossingen in functie van specifieke zorgnood en -context
- + Interval van alarm kan worden ingesteld i.f.v. profiel gebruiker
- + Budgetvriendelijk en quasi onderhoudsvrij

+
3 JAAR
GARANTIE!
+

Technologie om mensen te beschermen

Alert-iT beschermt mensen door slimme integratie van sensoren, zenders en ontvangers. Het werkt via een stabiele radiolink, wat veel betrouwbaarder is dan bv. via WiFi, maar kan dus ook probleemloos worden geïntegreerd in de meeste verpleegoproepsystemen.

Door verschillende sensoren, zenders en ontvangers te combineren kan je voor een veilige omgeving zorgen in functie van het specifieke profiel van de gebruiker.



Het concept Alert-iT



Alert-iT biedt discrete, continue monitoring zonder de noodzaak van een constante en opdringerig aanvoelende aanwezigheid van een zorgverlener. Dit zorgt voor gemoedsrust bij de zorgverleners en een groter gevoel van waardigheid bij de patiënten of bewoners.

De voordelen van Alert-iT:

- + Biedt discrete bescherming aan patiënten of bewoners
- + Zorgt ervoor dat de zorgverlener bij de gebruiker is als het er echt op aankomt
- + Geeft gemoedsrust aan zorgverleners
- + Robuust en betrouwbaar
- + Gebruik als stand-alone of geïntegreerd in het bestaande verpleegoproepsysteem
- + Eenvoudig te installeren
- + Veilig en makkelijk te bedienen
- + Aangepaste oplossingen in functie van specifieke zorgnood en -context
- + Interval van alarm kan worden ingesteld i.f.v. profiel gebruiker
- + Budgetvriendelijk en quasi onderhoudsvrij

Alert-iT zenders en ontvangers :



AIP163AA draadloze zender
AIP163BA bedrade zender



AIP137CAAB Bieper met 8 kanalen
AIP137BAAB Bieper met 64 kanalen



AIP155AGB Ontvanger voor verpleegoproepsysteem

Alert-iT sensors:



AIP135E Oproepknop
AIP135AB Oproepknop met valdetector



AIP149AD Stoelmatsensor
AIP143CAB Bedmatsensor



AIP144B Bedsensor



AIP150C Vloermatsensor



AIR1100A Deursensor



AIP149BDB Stoellintensor / AIP143GDB Bedlintensor



Beschermmat LandingStrip

De LandingStrip is een effectieve en uiterst compacte oplossing om het risico op letsel te beperken als een patiënt of bewoner een verhoogde kans heeft om uit bed te vallen.

Het is een groep van Amerikaanse ontwikkelaars gelukt om een valmat van slechts 2,5 cm hoogte te ontwikkelen dat effectief de valenergie weggleidt, zodat de kans op valletsel tot een minimum wordt teruggebracht.

De kracht zit in de kern van de Landing Strip die bestaat uit samengebonden foamvlokken met diverse densiteiten, die de valenergie effectief absorberen. Daarnaast ondersteunen de foamvlokken ook de zogenaamde 'airbag' werking van de Landing Strip.

- + Effectieve absorptie van de valenergie.
- + Hoeft niet verplaatst of opgeborgen te worden.
- + Biedt 24 uur bescherming.
- + Vormt vrijwel geen obstakel voor de mens, een rolstoel of tillift.
- + Gemaakt van duurzame materialen.
- + Eenvoudig te reinigen (waterdicht).
- + Verschuift niet en dus zeer betrouwbaar.
- + Is licht van kleur, lijkt dus niet op een 'gat in de grond'.

Een ongekookt ei van 2 meter laten vallen op een LandingStrip zonder te breken!
Geen enkel probleem!



referentie	omschrijving	afmetingen cm
BM90175	Beschermmat LandingStrip	90 x 175 x 2,5



Ontdek [hier](#) hoe het werkt!

Bedspondebeschermer

De bedspondebeschermer voorkomt dat een patiënt handen, voeten of hoofd tussen de bedsponde steekt of dat hij zich verwondt door op de bedsponde te slaan.

- + High-density-schuim
- + Brandwerend en gebruiksvriendelijk afwasbaar weefsel
- + Antibacteriële, antimycotisch en antimicrobiële bescherming
- + Resistent tegen speeksel, urine, bloed, zweet en voedsel



referentie	omschrijving	afmetingen cm
ADBB	Bedspondebeschermer	151 x 40 x 2,5



Heupbeschermer Safehip®

Safehip® kan het vallen zelf niet beletten, maar het kan een heupbreuk voorkomen en verzacht alleszins de impact van een val. Zo kan je ook bij het ouder worden genieten van mobiliteit en beweging zonder zorgen. De verschillende types van Safehip® garanderen een optimaal draagcomfort. De beschermerschelpen zijn speciaal ontwikkeld voor maximale beveiliging, het textiel en de snit zorgen ervoor dat de huid kan blijven ademen.



Safehip® AirX® is volledig gemaakt uit textiel, de schelp is opgebouwd uit gepatenteerd AirX® driedimensionaal geweven stof in de vorm van een hoefijzer.

- + Zacht en heel comfortabel om te dragen, bijna naadloos gefabriceerd
- + Gemakkelijk om aan en uit te doen
- + Broekje gemaakt uit 100% ademend AirX® textiel
- + Speciaal ontworpen voor maximale valbescherming
- + Sluit perfect aan bij het lichaam
- + Versie beschikbaar voor mensen met incontinentie
- + Maten S, M, L leverbaar uit stock per stuk, andere maten beschikbaar op bestelling (per 10 stuks)

Bij de **Safehip® Classic** is de heupbescherming opgebouwd uit een gepatenteerd schuim in de vorm van een hoefijzer.

- + Zacht en heel comfortabel om te dragen, bijna naadloos gefabriceerd
- + Gemakkelijk om aan en uit te doen
- + Broekje gemaakt uit 71% katoen, 25% polyester en 4% elastine, de schelp uit PE-schuim
- + Speciaal ontworpen voor maximale valbescherming
- + Sluit perfect aan bij het lichaam
- + De heupschelpen kunnen eenvoudig uit het broekje gehaald worden voor een wasbeurt
- + Geleverd met 3 broekjes en 2 losse heupschelpen
- + Maten S, M, L leverbaar uit stock per stuk, andere maten beschikbaar op bestelling (per 10 stuks)

Meer info?

[Klik hier!](#)

referentie	omschrijving	info	
SHAXU1/S	Safehip AirX Unisex Small	1 broek per verpakking, geïntegreerde schelp, wit	
SHAXU1/M	Safehip AirX Unisex Medium	1 broek per verpakking, geïntegreerde schelp, wit	
SHAXU1/L	Safehip AirX Unisex Large	1 broek per verpakking, geïntegreerde schelp, wit	
SHAXU1/XL	Safehip AirX Unisex XLarge	1 broek per verpakking, geïntegreerde schelp, wit	
SHCU3+2/S	Safehip Classic Unisex Multipack Small	3 broekjes per verpakking, 2 losse schelpen, wit	
SHCU3+2/M	Safehip Classic Unisex Multipack Medium	3 broekjes per verpakking, 2 losse schelpen, wit	
SHCU3+2/L	Safehip Classic Unisex Multipack Large	3 broekjes per verpakking, 2 losse schelpen, wit	
SHCU3+2/XL	Safehip Classic Unisex Multipack XLarge	3 broekjes per verpakking, 2 losse schelpen, wit	

+

Veilig zittend positioneren



Deze hulpmiddelen beschermen een bewoner of patiënt die niet meer over voldoende fysieke of psychische capaciteiten beschikt om rechtop te blijven zitten of zich op een veilige manier te verplaatsen. Zo kan vermeden worden dat de persoon in kwestie zijn evenwicht verliest door ongecontroleerde bewegingen of zich kwetst bij het willen verlaten van zetel of (rol)stoel.

Rekening houdend met de mate van autonomie en zelfcontrole waarover de persoon nog beschikt, kunnen dan meer of minder vrijheidsbeperkende maatregelen worden ingezet. De gordels kunnen, in functie van de situatie waarin ze moeten worden ingezet, uitgerust zijn met een klikgesp of magnetisch slot.

Glijdkussen-éénrichtings- kussen One Way Glide

Een buisvormig kussen dat zeer goed glijdt in één richting, terwijl het blokkeert in de andere richting. Hierdoor kan de gebruiker heel gemakkelijk rechtop komen te zitten en wordt onderuitglijden verhinderd.

- + Om iemand rechtop te zetten of te herpositioneren in een stoel/zetel
- + Max. 150 kg
- + Mag in de droogkast

referentie	omschrijving	afmeting
OWGS	One Way Glide éénrichtingskussen, buisvormig voor stoel	37 x 43 cm 
OWGZ	One Way Glide éénrichtingskussen, buisvormig voor zetel	45 x 45 cm 



Mate van autonomie en zelfcontrole

Elk hulpmiddel mag worden ingezet na evaluatie van de fysieke en psychische mogelijkheden van de patiënt of bewoner. We moeten daarbij telkens oog hebben voor de unieke situatie waarin deze persoon kan verkeren. Wij hanteren daarbij 3 mogelijke situaties/ kleurcodes waarin hij of zij zich kan bevinden en waarbij er aangepaste hulpmiddelen kunnen worden ingezet.



Beschikking hebben over een ruime mate van autonomie en zelfcontrole



Beperking op vlak van autonomie en zelfcontrole, geen of beperkt gevaar voor omgeving en zichzelf.



Geen of zeer beperkte zelfcontrole, mogelijk gevaar voor zichzelf en omgeving

Buik- en bekkengordel Care'Save








Deze gordel wordt gebruikt om de patiënt op een stoel, zetel of rolstoel te positioneren. Zorgt ervoor dat de patiënt niet naar voor valt of onderuitglijdt. De Care'Save buik- en bekkengordel wordt rond de patiënt geplaatst en langs de voorkant gesloten met een magnetisch slot. Het bekkenstuk is aan de achterzijde van de buikgordel ingevlochten en gemakkelijk verwijderbaar/vervangbaar. De Care'Save Buik-en bekkengordel wordt rond de rugleuning vastgemaakt dmv 1 magnetisch slot.

- + Polyester, gespen en ogen in inox
- + Zeer comfortabel aanvoelend weefsel
- + Groot gebruiksgemak dankzij geïntegreerde labels
- + Met versterkte naden
- + Brandvertragend weefsel
- + Thermisch en chemische desinfectie mogelijk
- + Aanpasbaar aan het gewenste beschermingsniveau
- + Beschikbaar in verschillende maten
- + Desinfecteerbaar met chloor

2 sloten en 1 sleutel vereist voor deze gordel (niet inbegrepen).



referentie	omschrijving	buikomtrek	
CSBGSS	Care'Save Buik- en bekkengordel Small, excl. sloten	45-85 cm	
CSBGSM	Care'Save Buik- en bekkengordel Medium, excl. sloten	70-118 cm	
CSBGSL	Care'Save Buik- en bekkengordel Large, excl. sloten	94-158 cm	

referentie	omschrijving	kleur	
CSMSLOT	Care'Save magnetisch slot - 2 sloten vereist voor deze gordel	groen	
CSMSLEUT	Care'Save magnetische sleutel - 1 sleutel vereist voor deze gordel	groen	

Borstharnas Care'Save

Het Care'Save borstharnas zorgt ervoor dat de patiënt niet naar voor valt. Deze verhindert ook dat de patiënt uit de Care'Save Buik- en bekkengordel kan kruipen. Deze gordel is enkel te gebruiken in combinatie met de Care'Save Buik-en bekkengordel.

- + Polyester, gespen en ogen in inox
- + Zeer comfortabel aanvoelend weefsel
- + Gebruiksgemak dankzij geïntegreerde labels
- + Met versterkte naden
- + Brandvertragend weefsel
- + Thermisch en chemische desinfectie mogelijk
- + Aanpasbaar aan het gewenste beschermingsniveau
- + Desinfecteerbaar met chloor

Sloten en sleutel van de Care'Save Buik- en bekkengordel kunnen gebruikt worden.



referentie	omschrijving	borstbreedte	
CSTGS	Care'Save Borstharnas, enkele bruikbaar op bovenvermelde Care'Save Buik- en bekkengordel voor stoel	20-50 cm	



+

Metra 'helpt helpen' met oplossingen die het comfort, de levenskwaliteit en de zelfredzaamheid van de zorgontvanger verhogen en de zorgtaak voor de zorgverlener verlichten.

Metra werkt samen met alle professionals in de zorg zoals thuiszorgwinkels, zorginstellingen (ziekenhuizen, rust- en verzorgingstehuizen, revalidatie-instellingen, medisch pedagogische instituten, ...), mutualiteiten, thuisverpleging, ergotherapeuten, openbare besturen, ... kortom met iedereen die de kwaliteit van de zorg centraal stelt en oog heeft voor de toegankelijkheid voor elke persoon.

Onze service eindigt niet bij de levering, wij maken er een punt van dat uw medewerkers de ingezette hulpmiddelen optimaal kunnen gebruiken in alle veiligheid. Daarom bieden wij uitsluitend oplossingen aan die steunen op de 4 METRA-pijlers:

- | | | | |
|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| Juist en integer advies | Correcte introductie | Door-gedreven opleiding | Perfekte dienst-na-verkoop |

Buikgordel SafeBelt

De buikgordel zit rond de buik van de patiënt en de leuning van de stoel/zetel en voorkomt zo dat de patiënt rechtstaat vanuit zitpositie, met behoud van een zekere bewegingsvrijheid.

- + Fluweelzacht aan de binnenkant
- + Brede buikband, zeer comfortabel (snijdt niet in)
- + Sluiten achteraan de rugleuning met klikgesp
- + Instelbare lengte (max. 180 cm)
- + Verlengstukken mogelijk voor brede relax zetels



SafeBelt



referentie	omschrijving	afmeting buikpad / totale lengte
ATVGM	SafeBelt Buikgordel met klikgesp	15 x 50 cm / 180 cm



Buik- en schoudergordel SafeBelt

Deze buik- en schoudergordel zit rond buik en schouders én de leuning van de stoel/zetel en voorkomt dat de patiënt rechtstaat en voorover of opzij valt.

Deze gordel is een combinatie van een buikgordel met 2 schouderbanden die bij voorkeur gekruist worden over de rug. De schouderbanden zijn voorzien van een zachte kussenband voor verhoogd comfort.

- + Fluweelzacht aan de binnenkant
- + Brede buikband, zeer comfortabel (snijden niet in)
- + Sluiten achteraan de rugleuning met klikgesp
- + Instelbare lengte (max. 180 cm)
- + Verlengstukken mogelijk voor brede relaxzetels



SafeBelt



referentie	omschrijving	afmeting buikpad / totale lengte
ATVGS	SafeBelt Buik- en schoudergordel met klikgesp	15 x 50 cm / 180 cm



Bekkengordel SafeBelt

De bekkengordel voorkomt dat de patiënt rechtstaat of onderuit glijdt op de stoel of zetel. Deze gordel bestaat uit 1 stuk: een buikgordel met een gordel tussen de benen eraan vast.

- + Fluweelzacht aan de binnenkant
- + Brede buikband, zeer comfortabel (snijden niet in)
- + Sluiten achteraan de rugleuning met klikgesp
- + Instelbare lengte (max. 180 cm)
- + Verlengstukken mogelijk voor brede relaxzetels



SafeBelt



referentie	omschrijving	afmeting buikpad / totale lengte
ATVGB	SafeBelt Bekkengordel met klikgesp	15 x 50 cm / 180 cm



Bekken - en schoudergordel SafeBelt

De bekken- en schoudergordel biedt een complete beveiliging in zittende houding. Deze gordel bestaat uit 1 stuk: een buikgordel met bekkengordel en 2 schoudergordels.

- + Fluweelzacht aan de binnenkant
- + Brede buikband, zeer comfortabel (snijden niet in)
- + Sluiten achteraan de rugleuning met klikgesp
- + Instelbare lengte (max. 180 cm)
- + Verlengstukken mogelijk voor brede relax zetels



SafeBelt



referentie	omschrijving	afmeting buikpad / totale lengte
ATVGC	SafeBelt Bekken - en schoudergordel met klikgesp	15 x 50 cm / 180 cm














Buikgordel

De buikgordel zit rond de buik van de patiënt en de leuning van de stoel/zetel en voorkomt zo dat de patiënt rechtstaat vanuit zitpositie, met behoud van een zekere bewegingsvrijheid.

- + Gelamineerde zweetafvoerende stof
- + Sluit achteraan de rugleuning met klikgesp of magnetisch slot
- + Neemt makkelijk de vorm van de gebruiker aan
- + Beschikbaar in verschillende maten



referentie	omschrijving	afmeting buikpad / maat	
ADGM1	Buikgordel small met klikgesp	12,5 x 40 cm / 1 maat	 
ADGM2	Buikgordel met klikgesp	16,5 x 56 cm / 1 maat	 
ADGMM	Buikgordel incl. magnetische sloten (1 slot/1 sleutel)	12,5 x 40 cm / M 16,5 x 56 cm / L	 

referentie	omschrijving	buikomtrek / maat	
ASTGPH	Buikgordel met gesp en velcro	60-100 cm / M 100-140 cm / L	  
ASTGMPM	Buikgordel incl. magnetische sloten (1 slot/1 sleutel)	60-100 cm / M 100-140 cm / L	 





Bekkengordel

De bekkengordel voorkomt dat de patiënt rechtstaat of onderuitglijdt op de stoel of zetel.

Deze gordel bestaat uit een buikgordel en een extra gordel tussen de benen.

- + Gelamineerde ademende stof
- + Sluit achteraan de rugleuning met klikgesp of magnetisch slot
- + Beschikbaar in verschillende maten







referentie	omschrijving	afmeting buikpad / maat	
ADGB	Bekkengordel met klikgesp	12,5 x 40 cm / M 16,5 x 56 cm / L	 
ADGBM	Bekkengordel incl. magnetische sloten (2 slot/1 sleutel)	12,5 x 40 cm / M 16,5 x 56 cm / L	 

Buik- en schoudergordel

Deze gordel zit rond buik en schouders én de leuning van de stoel of zetel en voorkomt dat de patiënt rechtstaat en voorover of opzij valt. Deze gordel bestaat uit 1 stuk - een buikgordel met 2 schoudergordels - die bij voorkeur gekruist worden over de rug.



- + Gelamineerde ademende stof
- + Sluit achteraan de rugleuning met klikgesp of magnetisch slot
- + Beschikbaar in verschillende maten

referentie	omschrijving	afmeting buikpad / maat	
ADGS	Buik- en schoudergordel met klikgesp	12,5 x 40 cm / M 16,5 x 56 cm / L	 
ADGSM	Buik- en schoudergordel incl. magnetische sloten (2 slot/1 sleutel)	12,5 x 40 cm / M 16,5 x 56 cm / L	 

Bekken - en schoudergordel

De bekken- en schoudergordel biedt een complete beveiliging in zittende houding. Deze gordel bestaat uit 1 stuk - een buikgordel met bekkengordel en 2 schoudergordels.

- + Gelamineerde ademende stof
- + Sluit achteraan de rugleuning met klikgesp of magnetisch slot
- + Beschikbaar in verschillende maten















referentie	omschrijving	afmeting buikpad / maat	
ADGC	Bekken - en schoudergordel met klikgesp	12,5 x 40 cm / M 16,5 x 56 cm / L	 
ADGCM	Bekken - en schoudergordel incl. magnetische sloten (2 slot/1 sleutel)	12,5 x 40 cm / M 16,5 x 56 cm / L	 

Fixatievest en bekkenfixatievest

Ondersteunt bij het zitten. Het bekkenfixatievest is gebaseerd op het fixatievest en vormt samen met de extra gordel tussen de benen een 'broekje'. Hierdoor kan de patiënt niet onderuitglijden op de stoel/zetel.

- + In gewatteerde stof of polyamide mesh (ademend)
- + Sluit achteraan de rugleuning met klikgesp of met magnetisch slot
- + Met of zonder bekkenstuk
- + Laag uitgesneden versie beschikbaar (low-cut)
- + Beschikbaar in verschillende maten



referentie	omschrijving	buikomtrek / maat	
ADFV	Fixatievest gewatteerde stof met klikgesp	60-95 cm / M 90 - 135 cm / L	 
ADFVM	Fixatievest gewatteerde stof incl. magnetische sloten (2 slot/1 sleutel)	60-95 cm / M 90 - 135 cm / L	 
ADFVA	Fixatievest polyamide mesh met klikgesp	60-95 cm / M 90 - 135 cm / L	 
ADFVB	Bekkenfixatievest met klikgesp	60-95 cm / M 90 - 135 cm / L	 
ADFVBM	Bekkenfixatievest incl. magnetische sloten (2 slot/1 sleutel)	60-95 cm / M 90 - 135 cm / L	 
ADFVBL	Bekkenfixatievest low-cut met klikgesp	60-95 cm / M 90 - 135 cm / L	 



Universele elastische riem

Deze universele elastische riem ondersteunt het correct positioneren van de romp of benen.

Met de velcrosluiting kan lengte van de riem flexibel worden aangepast.

- + Zelfstandig gebruik
- + Duurzame neopreen
- + Makkelijke aanpasbare hoogwaardige velcrosluiting
- + Bruikbaar op alle rolstoelen



referentie	omschrijving	afmeting	
ADUR	Universele elastische riem met velcro	7,5 x 150 cm	 






Rompsteun

Deze vest ondersteunt de romp voor een correcte houding bij het zitten in een rolstoel.

Het vest bestaat zowel met klikgesp achteraan als met een ritssluiting vooraan.





- + Duurzame neopreen
- + Aanpasbare klikgesp achteraan
- + Versie met ritssluiting vooraan zorgt voor zelfstandig en snel gebruik
- + Beschikbaar in 3 maten
- + Wasbaar op 30°C
- + 4 maten verkrijgbaar

referentie	omschrijving	schouderbreedte / maat		
ADRS	Rompsteun met klikgesp	23-33 cm / 00 43-53 cm / 1	33-43 cm / 0 53-63 cm / 2	 
ADRSR	Rompsteun met klikgesp en ritssluiting vooraan	23-33 cm / 00 43-53 cm / 1	33-43 cm / 0 53-63 cm / 2	  



Magnetisch slot en sleutel Care'Save

- + Compatibel met andere merken
- + De dop van het magnetisch slot kan worden vast gemaakt aan de pin van het magnetische slot
- + De bovenkant van de dop van het magnetisch slot is verzonken gemaakt zodat de sleutel niet foutief gepositioneerd kan worden om het slot te openen.
- + Slot en sleutel in dezelfde kleur

referentie	omschrijving	kleur	
CSMSLOT	Care'Save magnetisch slot	groen	
CSMSLEUT	Care'Save magnetische sleutel	groen	



Magnetisch slot en sleutel

referentie	omschrijving	kleur	
ASM-MS	Magnetisch slot	zwart	
AMS	Magnetische sleutel	zwart	



Veilig liggend positioneren

Deze hulpmiddelen beschermen een bewoner of patiënt die heel onrustig is in zijn slaap of niet meer over voldoende fysieke of psychische capaciteiten beschikt om veilig rechtop te gaan zitten of zich uit het bed te verplaatsen. Zo kan vermeden worden dat de persoon in kwestie zijn evenwicht verliest door ongecontroleerde bewegingen of zich kwetst bij het willen verlaten van het bed.

Rekening houdend met de mate van autonomie en zelfcontrole waarover de persoon nog beschikt, kunnen dan meer of minder vrijheidsbeperkende maatregelen worden ingezet. De gordels kunnen, in functie van de situatie waarin ze moeten worden ingezet, uitgerust zijn met een klikgesp of magnetisch slot.

Buik- en bekkengordel Care'Save




Deze Buik- en bekkengordel zorgt ervoor dat de patiënt niet uit het bed of naar beneden kan bewegen in bed. Deze gordel bestaat uit een brede buikgordel en een extra stuk tussen de benen die langs de voorkant vastgemaakt wordt met een magnetisch slot rondom de patiënt. Het bekkenstuk is aan de achterzijde van de buikgordel ingevlochten en gemakkelijk verwijderbaar/vervangbaar.



De Care'Save Buik- en bekkengordel wordt aan het bedframe vastgemaakt d.m.v. magnetische sloten.

- + Polyester, gespen en ogen in inox
- + Zeer comfortabel aanvoelend weefsel
- + Groot gebruiksgemak dankzij geïntegreerde labels
- + Met versterkte naden
- + Brandvertragend weefsel
- + Thermisch en chemische desinfectie mogelijk
- + Aanpasbaar aan het gewenste beschermingsniveau

3 sloten en 2 sleutels vereist voor deze gordel (niet inbegrepen).



referentie	omschrijving	buikomtrek	
CSBGBS	Care'Save Buik- en bekkengordel Small, excl. sloten	45-85 cm	 
CSBGBM	Care'Save Buik- en bekkengordel Medium, excl. sloten	70-118 cm	 
CSBGBL	Care'Save Buik- en bekkengordel Large, excl. sloten	94-158 cm	 

referentie	omschrijving	kleur	
CSMSLOT	Care'Save magnetisch slot - 3 sloten vereist voor deze gordel	groen	
CSMSLEUT	Care'Save magnetische sleutel - 2 sleutels vereist voor deze gordel	groen	

Buik- en bekkengordel met laterale gordels Care'Save

Deze Buik- en bekkengordel zorgt ervoor dat de patiënt niet naar beneden kan bewegen in bed. Deze gordel bestaat uit een brede buikgordel en een extra stuk tussen de benen die langs de voorkant vastgemaakt wordt met een magnetische slot.




Het bekkenstuk is aan de achterzijde van de buikgordel ingevlochten en gemakkelijk verwijderbaar/vervangbaar.

De 2 laterale gordels die vastzitten op de buikgordel bepalen of de patiënt al dan niet nog op zijn zij mag draaien.

De Care'Save Buik-en bekkengordel wordt aan het bedframe vastgemaakt d.m.v. magnetische sloten.

3 sloten en 2 sleutels vereist voor deze gordel (niet inbegrepen).



referentie	omschrijving	buikomtrek		
CSBGBXS	Care'Save Buik- en bekkengordel + laterale gordels Small, excl. sloten	45-85 cm	●	
CSBGBXM	Care'Save Buik- en bekkengordel + laterale gordels Medium, excl. sloten	70-118 cm	●	
CSBGBXL	Care'Save Buik- en bekkengordel + laterale gordels Large, excl. sloten	94-158 cm	●	



referentie	omschrijving	kleur	
CSMSLOT	Care'Save magnetisch slot - 3 sloten vereist voor deze gordel	groen	●
CSMSLEUT	Care'Save magnetische sleutel - 2 sleutels vereist voor deze gordel	groen	●


Borstharnas Care'Save

Deze gordel is steeds te gebruiken in combinatie met de Care'Save Buik- en bekkengordel. Het Bostharnas zorgt ervoor dat de patiënt niet naar boven kan bewegen in bed. Bijkomend gebruik van het universeel verlengstuk als schouderband verhindert dat de patiënt rechtop komt te zitten.

- + Polyester, gespen en ogen in inox
- + Zeer comfortabel aanvoelend weefsel
- + Groot gebruiksgemak dankzij geïntegreerde labels
- + Met versterkte naden
- + Brandvertragend weefsel
- + Thermisch en chemische desinfectie mogelijk
- + Aanpasbaar aan het gewenste beschermingsniveau
- + Desinfecteerbaar met chloor

1 slot vereist voor deze gordel (niet inbegrepen)



referentie	omschrijving	borstbreedte	
CSTGB	Care'Save Borstharnas, enkele bruikbaar op Care'Save Buik- en bekkengordel voor bed	20-50 cm	● 
CSUVB	Care'Save Universeel verlengstuk	112 cm	

Buikgordel

Deze buikgordel zit rond de buik en het frame van het bed. De patiënt kan wel zitten in bed, maar niet rechtstaan of uit het bed stappen.

- + Gelamineerde ademende stof
- + Sluiten met aanspanbare gesp
- + Beschikbaar in verschillende maten



referentie	omschrijving	buikomtrek / maat
ABG2PV	Buikgordel met velcro en gesp vooraan	40-60 cm / S 60-100 cm / M 100-140 cm / L



Mate van autonomie en zelfcontrole

Elk hulpmiddel mag worden ingezet na evaluatie van de fysieke en psychische mogelijkheden van de patiënt of bewoner. We moeten daarbij telkens oog hebben voor de unieke situatie waarin deze persoon kan verkeren. Wij hanteren daarbij 3 mogelijke situaties/kleurcodes waarin hij of zij zich kan bevinden en waarbij er aangepaste hulpmiddelen kunnen worden ingezet.



Beschikking hebben over een ruime mate van autonomie en zelfcontrole



Beperking op vlak van autonomie en zelfcontrole, geen of beperkt gevaar voor omgeving en zichzelf.



Geen of zeer beperkte zelfcontrole, mogelijk gevaar voor zichzelf en omgeving



Pols- en enkelgordel Care'Save

Deze gordel wordt gebruikt om pols of enkel aan het bedframe vast te maken. Afhankelijk van de manier van aanbrengen, is er meer of minder bewegingsvrijheid mogelijk. Bij polsfixatie kan deze gordel ook aan de Care'Save Buik- en bekkengordel vastgemaakt worden. Het gebruik van de dwarsgordel aan bed laat een alternatieve manier van enkelfixatie toe.







Om de dwarsgordel aan bed beter te immobiliseren, kan het universeel verlengstuk gebruikt worden. De combinatie van de velcrosluiting, gesp en veiligheidsslot zorgt voor een extra veiligheid.

- + Polyester, gespen en ogen in inox
- + Zeer comfortabel aanvoelend weefsel
- + Groot gebruiksgemak dankzij geïntegreerde labels
- + Met versterkte naden
- + Brandvertragend weefsel
- + Thermisch en chemische desinfectie mogelijk
- + Aanpasbaar aan het gewenste beschermingsniveau
- + Desinfecteerbaar met chloor



2 sloten en 1 sleutel vereist voor deze gordel (niet inbegrepen).



referentie	omschrijving	Pols-enkel omtrek	
CSPGB	Care'Save Polsgordel aan Buik- en bekkengordel / paar excl. sloten	10-30 cm	 
CSPEGB	Care'Save Universele pols- enkelgordel aan bedframe of dwarsgordel / paar excl. sloten	5-40 cm	 
CSDGB	Care'Save Dwarsgordel voor CSPEGB excl. sloten		 

referentie	omschrijving	kleur	
CSMSLOT	Care'Save magnetisch slot 2 sloten vereist voor deze gordel	groen	
CSMSLEUT	Care'Save magnetische sleutel 1 sleutel vereist voor deze gordel	groen	



Dwarsgordel Care'Save

Deze gordel wordt bevestigd over de matras en aan het bedframe vastgemaakt dmv 2 magnetische sloten. Hierop kan de Care'Save Universele Pols- en enkelgordel bevestigd worden. Om te verhinderen dat de patiënt de Care'Save dwarsgordel naar boven trekt kan deze extra vastgemaakt worden met een Care'Save Universeel verlengstuk.



2 sloten en 1 sleutel vereist voor deze gordel (niet inbegrepen).

Care'Save by metra
helping helping



referentie	omschrijving	lengte
CSDGB	Care'Save Dwarsgordel voor CSPEGB excl. sloten	200 cm



referentie	omschrijving	kleur
CSMSLOT	Care'Save magnetisch slot 2 sloten vereist voor deze gordel	groen
CSMSLEUT	Care'Save magnetische sleutel 1 sleutel vereist voor deze gordel	groen



Snelfixatie enkels Care'Save

Care'Save Snelfixatie enkels aan bed wordt gebruikt in urgente gevallen, de gordel wordt over de matras d.m.v. magnetische sloten aan het bedframe bevestigd. Op deze gordel zijn 2 enkelgordels voorzien. Zorg dat de magneetsloten reeds klaar zitten op de enkelgordel zodat het slot onmiddellijk kan gesloten worden als de patiënt zijn/haar enkel presenteert.

4 sloten en 1 sleutel vereist voor deze gordel (niet inbegrepen).

Care'Save by metra
helping helping



referentie	omschrijving	lengte
CSSFB	Care'Save Snelfixatie enkels aan bed excl. sloten	10-30 cm



referentie	omschrijving	kleur
CSMSLOT	Care'Save magnetisch slot 4 sloten vereist voor deze gordel	groen
CSMSLEUT	Care'Save magnetische sleutel 1 sleutel vereist voor deze gordel	groen






Pols- en enkelgordel SafeBelt

Deze gordel wordt gebruikt om pols of enkel aan het bedframe vast te maken. Afhankelijk van de manier van aanbrengen, is er meer of minder bewegingsvrijheid mogelijk.

- + Fluweelzacht aan de binnenkant
- + Zeer comfortabel (snijden niet in)
- + Sluit met dubbele velcro om pols of enkel, met klikgesp aan frame
- + Verlengstukken mogelijk



referentie omschrijving

ATVPO SafeBelt Polsgordel met klikgesp en velcro / paar  

ATVEN SafeBelt Enkelgordel met klikgesp en velcro / paar  



SafeBelt


Pols- en enkelgordel

Deze gordel wordt gebruikt om pols of enkel aan het bedframe vast te maken. Afhankelijk van de manier van aanbrengen, is er meer of minder bewegingsvrijheid mogelijk.

- + Polsgordel vervaardigd uit recycleerbaar polypropyleen, met zachte vulling binnenin
- + Enkelgordel vervaardigd uit gelamineerde zweetafvoerende stof
- + Sluit met velcro om pols of enkel, met aanspanbare gesp aan frame

referentie omschrijving

A1PGB Polsgordel velcro en gesp / stuk  

A1EGB Enkelgordel velcro en gesp / stuk  




Universeel verlengstuk Care'Save

Een gordel met ooggesp van 112 cm lang, kan toegepast worden op het Care'Save borstharnas, om te verhinderen dat de patiënt rechtop gaat zitten, of om te verhinderen dat de Care'Save dwarsgordel kan verglijden in bed.

2 sloten en 1 sleutel vereist voor deze gordel (niet inbegrepen).

referentie	omschrijving	lengte
CSUVB	Care'Save Universeel verlengstuk	112 cm



Care'Save
by metra
helpen helpen



Verlenggordel SafeBelt

Het verlengstuk wordt gebruikt om de fixatiegordel verder te verlengen met een max. van ongeveer 100 cm. Dit verlengstuk is eveneens voorzien van een klikgesp en wordt gewoon tussen de klikgesp van de fixatiegordel Safe'Belt geplaatst.

referentie	omschrijving	totale lengte
ATVGX3	SafeBelt verlenggordel met klikgesp	100 cm verlenging



Vervangbare bekkengordel Care'Save

Deze bekkengordel is een verwijderbaar en vervangbaar stuk dat tussen de benen van de patiënt zit. De bekkengordel zit standaard op de Care'Save Buik- en bekkengordel en kan dus vervangen worden.

Dit vervangbare bekkenstuk zit ingevlochten op de rugzijde van de Care'Save Buik- en bekkengordel, er zijn geen verdikkingen of gespen om het comfort van de patiënt te behouden.

referentie	omschrijving	lengte
CSVBG	Care'Save Vervangbare bekkengordel	129 cm



Care'Save
by metra
helpen helpen





Magnetisch slot en sleutel

Voor meer info zie pagina 31.

Magnetisch slot en sleutel Care'Save

Voor meer info zie pagina 31.

Trippelhoes/Beschermlaken

Voor meer info zie pagina 10.



Mate van autonomie en zelfcontrole

Elk hulpmiddel mag worden ingezet na evaluatie van de fysieke en psychische mogelijkheden van de patiënt of bewoner. We moeten daarbij telkens oog hebben voor de unieke situatie waarin deze persoon kan verkeren. Wij hanteren daarbij 3 mogelijke situaties/kleurcodes waarin hij of zij zich kan bevinden en waarbij er aangepaste hulpmiddelen kunnen worden ingezet.



Beschikking hebben over een ruime mate van autonomie en zelfcontrole



Beperking op vlak van autonomie en zelfcontrole, geen of beperkt gevaar voor omgeving en zichzelf.



Geen of zeer beperkte zelfcontrole, mogelijk gevaar voor zichzelf en omgeving

LeanOnMe positioneringskussens

Het herpositioneren van een bedlegerige persoon is belangrijk omdat deze vaak zelf niet in staat is om micro- en macrobewegingen uit te voeren. Met de juiste houding kan iemand meer ontspannen en minder problemen ervaren zoals decubitus, pijn en ongemak, stress, angst en depressie. Een goed positioneringskussen geeft verlichting en werkt preventief en is dan ook onmisbaar. De LeanOnMe positioneringskussens positioneren als geen ander.

LeanOnMe biedt een breed scala aan multifunctionele positioneringskussens die bijdragen aan een betere levenskwaliteit door:

- + Drukontlasting
- + Profylactisch effect
- + Pijnverlichting
- + Kalmerend effect
- + Non-farmacologisch effect



















LeanOnMe biedt niet alleen de gebruiker de juiste ondersteuning. Omdat de positioneringskussens licht van gewicht zijn, ervaart ook de verzorger minder fysieke belasting tijdens het positioneren van de cliënt.



Ontdek [hier](#)
hoe het werkt!





referentie	omschrijving	afmeting	
LeanOnMe SET			
LOM15113	LeanOnMe Roll L + Soft-Touch Cover	B330xL2300 mm	● 
LOM15108	LeanOnMe Channel + Soft-Touch Cover	B750xL750 mm	● 
LOM15112	LeanOnMe Roll S + Soft-Touch Cover	B330xL1000 mm	● 
LOM15100	LeanOnMe Mini + Soft-Touch Cover	B150xL300 mm	● 
LOM15107	LeanOnMe Wing + Soft-Touch Cover	B450xL800 mm	● 
LOM15101	LeanOnMe Basic XS + Soft-Touch Cover	B300xL400 mm	● 
LOM15102	LeanOnMe Basic S + Soft-Touch Cover	B400xL600 mm	● 
LOM15106	LeanOnMe Basic XL + Soft-Touch Cover	B550xL900 mm	● 
LOM120015	LeanOnMe Bag	B900xL650xH350 mm	● 
LeanOnMe SETH			
LOM16113	LeanOnMe Roll L + Hygienic Cover	B330xL2300 mm	● 
LOM16108	LeanOnMe Channel + Hygienic Cover	B750xL750 mm	● 
LOM16112	LeanOnMe Roll S + Hygienic Cover	B330xL1000 mm	● 
LOM16100	LeanOnMe Mini + Hygienic Cover	B150xL300 mm	● 
LOM16107	LeanOnMe Wing + Hygienic Cover	B450xL800 mm	● 
LOM16101	LeanOnMe Basic XS + Hygienic Cover	B300xL400 mm	● 
LOM16102	LeanOnMe Basic S + Hygienic Cover	B400xL600 mm	● 
LOM16106	LeanOnMe Basic XL + Hygienic Cover	B550xL900 mm	● 
LOM120015	LeanOnMe Bag	B900xL650xH350 mm	● 
LOM15110	LeanOnMe Ring S + Soft-Touch Cover	Ø400 mm	● 
LOM16110	LeanOnMe Ring S + Hygienic Cover	Ø400 mm	● 
LOM15111	LeanOnMe Ring M + Soft-Touch Cover	Ø500 mm	● 
LOM16111	LeanOnMe Ring M + Hygienic Cover	Ø500 mm	● 

+

Medisch positioneren

Metra biedt een ruim gamma aan van hoogwaardige medische kussens voor de positionering van het lichaam tijdens bijv. onderzoek, operaties, radiologie en nazorg.

Het gebruik van deze kussens zorgt ook voor de preventie van decubitus in de nasleep van (lange) operaties. Hoofdoorzaak van het peroperatoire ontstaan van decubitus is een langdurige immobilisatie van de patiënt tijdens een operatie en dit terwijl de patiënt op een relatief harde onderlaag ligt. Hierdoor zijn de druk en schuifkracht gedurende lange tijd hoog.

In deze catalogus vindt u een selectie uit het volledige productgamma, maar andere soorten kussens, maten en kleuren zijn op aanvraag beschikbaar of kunnen als maatwerk geproduceerd worden.

Kunstleder

- + biocompatibel
- + waterdicht (behalve de naden)
- + gemakkelijk te reinigen
- + overtrek vervangbaar
- + elastisch
- + antistatisch mogelijk
- + budgetvriendelijk

PU-coating, waterdicht

- + biocompatibel
- + volledig waterdicht
- + radiotransparant (flanken mogelijks zichtbaar)
- + zonder naad, gemakkelijk onderhoud
- + elastisch
- + bestand tegen huidvet
- + antistatisch mogelijk

PU-coating, microporeus

- + biocompatibel
- + ademend
- + radiotransparant
- + zonder naad, gemakkelijk onderhoud
- + elastisch
- + bestand tegen huidvet
- + antistatisch mogelijk



 **bisanz**

Deze kussens zijn verkrijgbaar met verschillende soorten bekleding. De referenties eindigend op K = kunstleder, D = waterdicht en M = microporeus.

+
TIP
+

**Metra,
helpt
helpen!**



Positioneringsblokken

Worden gebruikt voor de positionering van patiënten o.a. op de dienst radiologie. De verschillende vormen en formaten van de blokken kunnen gecombineerd worden zodat een optimale lighouding bekomen wordt. Vervaardigd uit halfvast PU schuim. Standaard worden ze geleverd in een agave-groene kleur, voor optimale radiotransparantie.

De positioneringsblokken zijn beschikbaar in 6 verschillende vormen, eveneens te verkrijgen in een 9-delige positioneringsset.



referentie	omschrijving	afmeting lxbxh
B-P1S-M	Positioneringsblok agave coating microporeus	36x24x11 cm
B-P1S-D	Positioneringsblok agave coating waterdicht	36x24x11 cm
B-P2-M	Positioneringsblok agave coating microporeus	18x24x11 cm
B-P2-D	Positioneringsblok agave coating waterdicht	18x24x11 cm
B-P3-M	Positioneringsblok agave coating microporeus	18x10x5 cm
B-P3-D	Positioneringsblok agave coating waterdicht	18x10x5 cm
B-P4-M	Positioneringsblok agave coating microporeus	24x18x6 cm
B-P4-D	Positioneringsblok agave coating waterdicht	24x18x6 cm
B-P5-M	Positioneringsblok agave coating microporeus	25x18x3 cm
B-P5-D	Positioneringsblok agave coating waterdicht	25x18x3 cm
B-P6-M	Positioneringsblok agave coating microporeus	24x18x5 cm
B-P6-D	Positioneringsblok agave coating waterdicht	24x18x5 cm
B-PSET-M	Positioneringsblokken - 9 delige SET agave coating microporeus	
B-PSET-D	Positioneringsblokken - 9 delige SET agave coating waterdicht	

Rechthoekige kussens


Worden gebruikt voor algemene ondersteuning bij allerlei onderzoeken en ter verhoging van de benen. Vervaardigd uit halfvast PU schuim. Andere maten op aanvraag verkrijgbaar.



referentie	omschrijving	afmeting lxbxh
B-RK1-K	Rechthoekig kussen blauw kunstleder	25x15x3 cm
B-RK1-D	Rechthoekig kussen blauwe coating waterdicht	25x15x3 cm
B-RK2-K	Rechthoekig kussen blauw kunstleder	30x20x5 cm
B-RK3-D	Rechthoekig kussen blauwe coating waterdicht	40x20x8 cm
B-RK4-K	Rechthoekig kussen blauw kunstleder	50x30x15 cm
B-RK4-D	Rechthoekig kussen blauwe coating waterdicht	50x30x15 cm

Beensteun

Wordt gebruikt voor ondersteuning van het been na operaties, breuken, aderontsteking en trombose. De hoge plaat ter hoogte van de voetzool voorkomt spitsvoet. Vervaardigd uit halfvast PU schuim.



referentie	omschrijving	afmeting lxbxh
B-BS-K	Beensteun blauw kunstleder (hoog)	80x25x48 cm
B-BS-D	Beensteun blauwe coating waterdicht (hoog)	80x25x48 cm
B-BSL-K	Beensteun blauw kunstleder (laag)	75x25 cm
B-BSL-D	Beensteun blauwe coating waterdicht (laag)	75x25 cm
B-BSO-D	Beensteun open hiel blauwe coating waterdicht (laag)	50x20x11/3 cm
B-BSO1-D	Beensteun open hiel met verhoog aan de tenen blauwe coating waterdicht (laag)	75x25 cm

Knierol

Wordt gebruikt voor ondersteuning van het kniegewricht maar kan ook gebruikt worden voor algemene positionering. Vervaardigd uit zacht PU schuim.

Andere afmetingen beschikbaar.



referentie	omschrijving	afmeting lxb
B-KR-K	Knierol blauw kunstleder	40x10 cm
B-KR-D	Knierol blauwe coating waterdicht	40x10 cm

Rugsteun 30°

Dit kussen helpt om 30° positie aan te nemen, vooral geschikt bij decubitusprofyaxis en -therapie. Vervaardigd uit halfvast PU schuim met zachtere laag van 2 cm op ligvlak.



referentie	omschrijving	afmeting lxbxh
B-R-K	Rugsteun 30° blauw kunstleder	33x70x20 cm
B-R-D	Rugsteun 30° blauwe coating waterdicht	33x70x20 cm

Steunwig voor stabiele zij

Dit wigvormig kussen wordt gebruikt om een patiënt te ondersteunen in zijlig. Het wordt vaak gebruikt in combinatie met een glijdkussen (vb. 4Way Glide) om na de transfer de patiënt in stabiele zijlig te plaatsen. Beide zijkanten hebben een verschillende hellingsgraad, zodat in elke situatie een optimale positionering kan bereikt worden. Door zijn vorm is deze steunwig ook ideaal bruikbaar voor patiënten met beperkte fysieke mogelijkheden om zichzelf met de voeten af te duwen om hoger in bed te komen. Vervaardigd uit brandvertragend schuim met een antislip cover. Cover wasbaar op max. 80°C.



referentie	omschrijving	afmeting lxbxh
SWZL	Rugsteun/wigvormig kussen antislip	30x80x20 cm
SWZS	Rugsteun/wigvormig kussen antislip	30x53x20 cm

Abductiekussen

Wordt gebruikt voor het spreiden en fixeren van de benen bij heupluxatie en na een operatie. De uitvoering met velcro fixatieband verhindert het verschuiven van het been. Vervaardigd uit halfvast PU schuim.



referentie	omschrijving	afmeting lxbxh
B-AK-K	Abductiekussen blauw kunstleder	30x25x14 cm
B-AK-D	Abductiekussen blauwe coating waterdicht	30x25x14 cm
B-AKF-K	Abductiekussen blauw kunstleder met fixatie velcro	30x25x14 cm
B-AKF-D	Abductiekussen blauwe coating waterdicht met fixatie velcro	30x25x14 cm
B-AKL-K	Abductiekussen blauw kunstleder	50x35x16 cm
B-AKLF-K	Abductiekussen blauw kunstleder met fixatie velcro	50x35x16 cm
B-AKLF-D	Abductiekussen blauwe coating waterdicht met fixatie velcro	50x35x16 cm



Ulnaris- armfixatiekussen

Wordt gebruikt om de arm tijdens een operatieve ingreep optimaal te positioneren nl. in de supinatiehouding. Het ulnariskussen heeft een uitsparing in de lengte die ervoor zorgt dat de arm vast ligt en niet zijwaarts kan wegvallen. Een extra uitsparing in de elleboogstreek zorgt ervoor dat de nervus ulnaris vrij ligt en er daardoor geen drukbeschadiging kan optreden. Eenvoudig aan te brengen en te verwijderen d.m.v. velcro sluiting. Vervaardigd uit vast PU schuim, vrij van materiaalmoetheid. Onderaan is een kunststofplaat ingewerkt.



referentie	omschrijving	afmeting lxbxh
B-AIU-K	Ulnaris- armfixatiekussen blauw kunstleder	48x12x7 cm

Infuuskussen

Wordt gebruikt voor infusie en transfusie op OK, intensieve zorgen en spoedafdeling. Vervaardigd uit halfzacht PU schuim, wigvormig met uitsparing. Beschikbaar met en zonder velcro-fixatie.



referentie	omschrijving	afmeting lxbxh
B-AI-K	Infuuskussen blauw kunstleder	60x15x10/5 cm
B-AI-D	Infuuskussen blauwe coating waterdicht	60x15x10/5 cm
B-AIF-K	Infuuskussen blauw kunstleder met fixatie velcro	60x15x10/5 cm
B-AIFR-K	Infuuskussen blauwe coating waterdicht met fixatie velcro	60x15x10/5 cm

Armmanchet

Wordt gebruikt bij operaties om drukbeschadiging aan radialis en ulnaris te voorkomen. Eenvoudig aan te brengen en te verwijderen m.b.v. de velcro sluiting. Vervaardigd uit vast PU schuim.



referentie	omschrijving	afmeting Ø x l
B-AMS-K	Armmanchet blauw kunstleder (kind)	9x20 cm
B-AML-K	Armmanchet blauw kunstleder (volw.)	11x25 cm

Baby Positioneringskussen

Wordt gebruikt ter ondersteuning van zuigelingen o.a. bij echografie van de heup. De afzonderlijke delen zijn verstelbaar en worden gefixeerd met velcro. Vervaardigd uit halfvast PU schuim.



referentie	omschrijving	afmeting lxb
B-BP-M	Baby Positioneringskussen blauwe coating microporeus	40x70
B-BP-D	Baby Positioneringskussen blauwe coating waterdicht	40x70

Hielbescherming

Wordt gebruikt op OK en in de postoperatieve verzorging en zieken- en ouderenverzorging ter voorkoming van drukproblemen t.h.v. de hiel. Door het grotere oppervlak wordt een betere drukverdeling bekomen. De opening ter hoogte van de hiel vermijdt elke druk. Vervaardigd uit zacht PU schuim.



referentie	omschrijving	afmeting lxb
B-H-M	Hielbescherming blauwe coating microporeus	25x15x8 cm
B-H-D	Hielbescherming blauwe coating waterdicht	25x15x8 cm

Anesthesiekussen

Wordt gebruikt voor hoofd- en schouderondersteuning tijdens de anesthesie. Een uitsparing voor een stevigere positie van het hoofd is voorzien. De afschuining ter hoogte van de schouders laat toe om de patiënt comfortabel te laten liggen. Vooral gebruikt bij endoscopische abdominale operaties in trendelenburg. Vervaardigd uit halfvast PU schuim.



referentie	omschrijving	afmeting lxbxh
B-A-K	Anesthesiekussen blauw kunstleder	42x48x10 cm
B-A-D	Anesthesiekussen blauwe coating waterdicht	42x48x10 cm

Hoofdsteun – ruglig

Wordt gebruikt ter ondersteuning van het hoofd in ruglig in o.a. OK, RX, fysiotherapie of bij massage. Vervaardigd uit halfvast PU schuim.



referentie	omschrijving	afmeting lxbxh
B-HR-M	Hoofdsteun voor ruglig blauwe coating microporeus	22x22x5 cm
B-HR-D	Hoofdsteun voor ruglig blauwe coating waterdicht	22x22x5 cm

Hoofdsteen open – buiklig

Deze hoofdsteen voor buiklig ondersteunt het hoofd ter hoogte van de kin en het voorhoofd. De ogen, neus en mond zijn vrij en kunnen goed gecontroleerd worden. De endotracheale tube kan aan beide zijden aangesloten worden. Vervaardigd uit vast PU schuim met een zachte bovenlaag ter hoogte van het voorhoofd en de kin.



referentie	omschrijving	afmeting lxbxh
B-HBO-M	Hoofdsteen voor buiklig open blauw kunstleder	23x15x12 cm
B-HBO-D	Hoofdsteen voor buiklig open blauwe coating waterdicht	23x15x12 cm

Hoofdsteen modulair – buik- rug- en zijlig


Veilige en comfortabele hoofdpositionering in elke positie (rug, zij-, buik- en tussenposities) b.v. in de operatiekamer en anderen medische gebieden, maar ook in fysiotherapie en in de welzijnssector. Door het revolutionaire wigmoduleconcept dankzij micro-velcrotechnologie kan deze in een paar eenvoudige stappen individueel worden aangepast en is hij geschikt voor universeel gebruik, zelfs met anatomische afwijkingen of geopereerde cervicale wervelkolom.



referentie	omschrijving	afmeting lxbxh
B-MUH-D	Hoofdsteen voor buiklig modulair (3 delig) universeel aanpasbaar blauwe coating waterdicht	24,5x24,5x11cm

Hoofdsteen aanpasbaar – buiklig

Deze speciale hoofdsteen voor buiklig is individueel aanpasbaar aan de grootte van het hoofd d.m.v. een velcroband. Het hoofd wordt ondersteund ter hoogte van de kin en het voorhoofd. Ogen, neus en mond zijn vrij en kunnen door de zijdelingse openingen gecontroleerd worden. De endotracheale tube kan zowel rechts als links aangesloten worden. Grondplaat is vervaardigd uit vast PU schuim met daarboven halfvaste PU schuim met viscoelastische laag.



referentie	omschrijving	afmeting lxbxh
B-HBF-M	Hoofdsteen voor buiklig aanpasbaar blauwe coating microporeus	27x25x15 cm
B-HBF-D	Hoofdsteen voor buiklig aanpasbaar blauwe coating waterdicht	27x25x15 cm

De referenties eindigend op K = kunstleder, D = waterdicht en M = microporeus.

Hoofdsteen met uitsparing neus – buiklig

Wordt gebruikt ter ondersteuning van het hoofd in buiklig o.a. in OK.
Dit kussen is voorzien van een neusuitsnijding en een uitholling voor het voorhoofd. Vervaardigd uit zacht PU schuim.



referentie	omschrijving	afmeting lxbxh
B-HB-M	Hoofdkussen voor buiklig met uitsparing neus blauwe coating microporeus	36x25x10 cm
B-HB-D	Hoofdkussen voor buiklig met uitsparing neus blauwe coating waterdicht	36x25x10 cm

Hoofdsteen ring – ruglig

Dit kussen in de vorm van een ring wordt gebruikt ter ondersteuning van het hoofd in ruglig. Dit kussen wordt vooral gebruikt op OK. Vervaardigd uit halfvast PU schuim.



referentie	omschrijving	afm. Ø x b, h
B-HRR-M	Hoofdsteen ruglig- ring blauwe coating microporeus	20x10 cm, 5 cm
B-HRR-D	Hoofdsteen ruglig- ring blauwe coating waterdicht	20x10 cm, 5 cm
B-HRRK-D	Hoofdsteen ruglig- ring blauwe coating waterdicht (kind)	15x8 cm, 3,5 cm

Hoofdsteen links/rechts – ruglig

Wordt gebruikt op OK of RX ter ondersteuning van het hoofd in ruglig of zijlig, zowel rechts als links. Een uitsparing voor endotracheale canules is voorzien. Vervaardigd uit halfvast PU schuim.



referentie	omschrijving	afm. Ø x b, h
B-HRZ-M	Hoofdsteen links/rechts blauwe coating microporeus	25x25x10 cm
B-HRZ-D	Hoofdsteen links/rechts blauwe coating waterdicht	25x25x10 cm

Halfrol


Worden hoofdzakelijk in OK gebruikt voor positionering van de voeten op de tafel. Vervaardigd uit halfvast PU schuim.



referentie	omschrijving	afmeting lxbxh
B-PS-K	Halfrol blauw kunstleder	40x15x7,5 cm
B-PM-K	Halfrol blauw kunstleder	40x22x11 cm
B-PM-D	Halfrol blauwe coating waterdicht	40x22x11 cm
B-PL-K	Halfrol blauw kunstleder	60x22x11 cm
B-PL-D	Halfrol blauwe coating waterdicht	60x22x11 cm

Thoraxkussen

Bij het thoraxkussen wordt door de ingebouwde uitsparingen een stabiele anatomische positionering bereikt. De schuine kanten aan de oksels laten de plexus brachialis vrij en de keel wordt eveneens vrijgelaten door een uitsnijding op die plaats. Vervaardigd uit hardschuim en vrij van materiaalmoetheid. De variant met waterdichte PU coating is voorzien van een viscoelastische laag en met afgeronde kanten waardoor het gevaar voor drukbeschadiging tot een minimum herleid wordt.



referentie	omschrijving	afmeting lxbxh
B-T-K	Thoraxkussen blauw kunstleder	25x50x15 cm
B-T-D	Thoraxkussen blauwe coating waterdicht	25x50x15 cm

Bekkenkussen

Het bekkenkussen bevat eveneens een uitsparing ter hoogte van het bekken. Het loopt aan de onderzijde echter schuin af onder een hoek van 45° om de liesstreek te ontlasten. Onderaan heeft dit kussen eveneens een uitsparing ter ontlasting van de genitaliën. Vervaardigd uit hardschuim, vrij van materiaalmoetheid. De variant met waterdichte PU coating is voorzien van een visco-elastische laag en met afgeronde kanten waardoor het gevaar voor drukbeschadiging tot een minimum herleid wordt. Dit bekkenkussen gecombineerd met het thoraxkussen maakt het mogelijk om het lichaam optimaal te positioneren en aan te passen aan de lichaamsgrootte, waardoor de buikademhaling niet verstoord wordt.



referentie	omschrijving	afmeting lxbxh
B-B-K	Bekkenkussen blauw kunstleder	34x50x15 cm
B-B-D	Bekkenkussen blauwe coating waterdicht	34x50x15 cm

Draaihulp

In de revalidatie- en verzorgingsruimte biedt dit kussen een comfortabele ondersteuning bij het draaien van de patiënt.

Door de makkelijke grijpsluiting kan men één hand vrij om het bekken te ondersteunen tijdens het draaien.



referentie	omschrijving	afmeting lxbxh
B-TK-K	Draaihulp blauw kunstleder met ritssluiting	60x39x22 cm

Zandzakken

Worden gebruikt ter ondersteuning van lichaamsdelen en het stabiliseren van gewrichten. De kleinere zakjes worden vooral gebruikt om postoperatief gewicht te leggen op wonden.

De gelaste naad zorgt ervoor dat geen zand verloren gaat. Kwartszandvulling omgeven met wit kunstleder.



In deze catalogus vindt u een selectie uit het volledige productgamma, maar andere soorten kussens, maten en kleuren zijn op aanvraag beschikbaar of kunnen als maatwerk geproduceerd worden.

referentie	omschrijving	specificatie
B-Z1010	Zandzakje in wit kunstleder, 0,2 kg	10x10 cm
B-Z1510	Zandzakje in wit kunstleder, 0,4 kg	15x10 cm
B-Z1515	Zandzakje in wit kunstleder, 0,8 kg	15x15 cm
B-Z2010	Zandzakje in wit kunstleder, 0,5 kg	20x10 cm
B-Z2015	Zandzakje in wit kunstleder, 1 kg	20x15 cm
B-Z2020	Zandzakje in wit kunstleder, 1,5 kg	20x20 cm
B-Z2515	Zandzakje in wit kunstleder, 1,5 kg	25x15 cm
B-Z2520	Zandzakje in wit kunstleder, 2 kg	25x20 cm
B-Z2525	Zandzakje in wit kunstleder, 2,5 kg	25x25 cm
B-Z3010	Zandzakje in wit kunstleder, 1 kg	30x10 cm
B-Z3015	Zandzakje in wit kunstleder, 2 kg	30x15 cm
B-Z3020	Zandzakje wit kunstleder, 2,5 kg	30x20 cm
B-Z3025	Zandzakje wit kunstleder, 3 kg	30x25 cm
B-Z3030	Zandzakje wit kunstleder, 5 kg	30x30 cm
B-Z3520	Zandzakje wit kunstleder, 3 kg	35x20 cm
B-Z3525	Zandzakje wit kunstleder, 4 kg	35x25 cm
B-Z4015	Zandzakje wit kunstleder, 2,5 kg	40x15 cm
B-Z4020	Zandzakje wit kunstleder, 3,5 kg	40x20 cm
B-Z4025	Zandzakje wit kunstleder, 5 kg	40x25 cm
B-Z4520	Zandzakje wit kunstleder, 4 kg	45x20 cm
B-Z5020	Zandzakje witkunstleder, 5 kg	50x20 cm
B-ZO3010	Gewichtzakje met oogje, 1 kg	30x10 cm
B-ZO3015	Gewichtzakje met oogje, 2 kg	30x15 cm
B-ZO4025	Gewichtzakje met oogje, 3 kg	40x25 cm
B-ZO5015	Gewichtzakje met oogje, 5 kg	50x15 cm

Comfort, bescherming en veiligheid



Ontdek al onze oplossingen op metra.be



Manuele transferhulpmiddelen | Tilliften en tilbanden | Comfort, bescherming en veiligheid |
Douchen en baden | Medische fixatie | Ice Power | Toegankelijkheid in publieke en private gebouwen | ...



METRA bv
Jan Samijnstraat 25
9050 Gent | België

+32 (0)9 227 71 74
info@metra.be
metra.be

BTW BE 0458.474.359
RPR Gent | AFDELING Gent



© Metra bv - september 2023 - Alle rechten voorbehouden. In het kader van de voortdurende verbetering van zijn producten behoudt Metra zich het recht voor om de specificaties van de producten aan te passen zonder voorafgaande kennisgeving. Alle afbeeldingen zijn indicatief. Onder voorbehoud van drukfouten. Metra is niet verantwoordelijk voor een verkeerd gebruik van zijn producten.