

Productfiche

Beensteun

Wordt gebruikt voor ondersteuning van het been na operaties, breuken, aderontsteking en trombose. De hoge plaat ter hoogte van de voetzool voorkomt spitsvoet. Vervaardigd uit halfvast PU schuim.



Referenties:

Referentie	Omschrijving
B-BS-D	Beensteun waterdicht (hoog)
B-BS-K	Beensteun kunstleder (hoog)
B-BSL-D	Beensteun waterdicht (laag)
B-BSL-K	Beensteun kunstleder (laag)
B-BSO1-D	Beensteun open hiel met verhoog aan de tenen
B-BSO-D	Beensteun open hiel 50x20x11/3 cm PUD