

Betere
zorg,
betere
ergonomie!

 **metra**
helps helping

Tilliften en tilbanden



- + Actieve tilliften
- + Passieve tilliften
- + Plafondliften
- + Tilbanden
- + Installatie, onderhoud
en herstelling
- + Opleidingen

UNITED
care

Ontdek al onze oplossingen op [metra.be](https://www.metra.be)

+ Metra zorgt samen met u voor betere zorg en ergonomie

Werken in de zorgsector is een roeping, iedereen streeft naar optimale zorg, maximale autonomie en comfort voor de patiënt of bewoner. Maar werken in de zorg is ook fysisch erg belastend en hier zouden zowel werkgevers als de zorgverleners zelf, meer aandacht aan moeten besteden.

Door de vergrijzing is er zowel in woonzorgcentra als ziekenhuizen een sterke evolutie naar een groter aandeel bewoners en patiënten met een grotere zorgafhankelijkheid. Het gebruik van tilliften en tilbanden krijgt in die context steeds meer aandacht en terecht. Tilliften verhogen immers aanzienlijk het comfort en de veiligheid van de zorgontvanger en het gebruik ervan voorkomt (rug)klachten bij de zorgverleners.

In functie van de fysische en psychische mogelijkheden van de patiënt kunnen er verschillende soorten tilliften worden ingeschakeld: actieve, passieve of plafondtilliften. In de mate van het mogelijke wordt een patiënt of bewoner zoveel mogelijk ondersteund bij wat hij of zij zelf nog kan. Zo ervaart een zorgontvanger een groter gevoel van zelfstandigheid en waardigheid.

Voor elke zorg (verplaatsen, baden, toiletbezoek, hygiëne, ...) bestaan er aangepaste tilbanden en technieken die de zorg vergemakkelijken en het comfort verhogen.

In deze catalogus vindt u een overzicht van de oplossingen die wij aanbieden om te komen tot een aanzienlijk betere zorg, met minder fysieke inspanningen! Samen met u screenen wij de zorgnood van uw bewoners of patiënten en inventariseren we de hulpmiddelen die daar kunnen toe bijdragen.

Onze service eindigt niet bij de levering. Wij maken er een punt van dat uw medewerkers de ingezette hulpmiddelen optimaal en in alle veiligheid kunnen gebruiken. Daarom bieden wij enkel oplossingen aan die steunen op de **4 METRA-pijlers**:

- | | | | |
|-----------------------------------|---|----------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Juist en integer advies | 2. Correcte introductie of installatie | 3. Doorgedreven opleiding | 4. Perfekte dienst-na-verkoop |
|-----------------------------------|---|----------------------------------|--------------------------------------|

[metra.be](https://www.metra.be)



© Metra bv – oktober 2024
 Alle rechten voorbehouden. In het kader van de voortdurende verbetering van zijn producten behoudt Metra zich het recht voor om de specificaties van de producten aan te passen zonder voorafgaande kennisgeving. Alle afbeeldingen zijn indicatief. Onder voorbehoud van drukfouten. Metra is niet verantwoordelijk voor een verkeerd gebruik van zijn producten. Vorm: depoeelfabriek.com

inhoudstafel Tilliften en tilbanden

+ Actieve tilliften	4
RAISA Basic, voor zorginstelling en thuiszorg	5
JAMY 3, voor intensief professioneel gebruik	5
MOEM Powerlift UP I	6
+ Passieve tilliften	7
TILLY Basic, voor zorginstelling en thuiszorg	8
WENDY 230 kg, voor intensief professioneel gebruik	9
TRACEY, voor intensief professioneel gebruik	10
Weegunit Charder	10
MOEM Powerlift 150 kg Opvouwbaar	12
+ Plafondliften	14
SHERPA Monarch, draagbare plafondlift	14
SHERPA 2 Compact, vaste plafondlift	15
+ Tilbanden	16
Tilbanden gebruik op actieve tilliften	17
Lowzone tilband met clips	17
Tilvest deluxe met clips	18
Tilvest MOEM met lussen	18
Tilbanden gebruik op passieve tilliften	19
Standaard tilband met clips	19
Toilettilband deluxe met clips	20
Verblijfstillband met clips	21
Amputatietilband met clips	23
Anti-spasme tilband met clips	24
HighBackSling met lussen	25
BasicSling met lussen	26
Banana Sling SPU (dispo) tilband	26
Tilband MOEM met lussen	27
+ Installatie, onderhoud & herstelling	29
+ Opleidingen	30



+ Actieve tilliften

Als de patiënt of bewoner nog in zekere mate mobiel is en op eigen benen kan staan, bieden onze actieve tilliften de juiste ondersteuning aangepast aan zijn of haar zorgafhankelijkheid. Ze zijn ideaal voor het uitvoeren van snelle en comfortabele transfers, bij het aan- en uitkleden, bij toiletbezoek, ... Alle transfers kunnen worden uitgevoerd door één zorgverlener dankzij de maximale wendbaarheid, de compacte vormgeving en de gebruiksvriendelijke bediening.



De troeven van United Care

- + Ontworpen met oog op ergonomisch werken voor de zorgverlener
- + Ontwikkeld om patiënt of bewoner maximaal comfort te bieden
- + Meerdere handgrepen voor het comfort en veiligheid van patiënt/bewoner
- + Uiterst wendbaar dankzij korte poten
- + Gebruiksvriendelijke bediening
- + Zacht lopende wielen met schoprem
- + Uitgerust met noodstop
- + Elektrisch openen en sluiten van onderstel
- + Beproefde technologie en bewezen betrouwbaarheid van de Linak motor en controle-unit
- + Zeer sterk en duurzaam o.a. door zelfsmerende kogellagers aan scharnierende onderdelen
- + Voetplank met antislip
- + Flexibele individuele scheensteunen
- + Lage exploitatiekost
- + Tilbanden voor verschillende toepassingen, met verschillende bevestigingssystemen en maten

“Bij elk hulpmiddel, staat de mobiliteit van de zorgvrager centraal. Zo natuurlijk mogelijk kunnen bewegen, is daarbij het uitgangspunt. Daarom bieden we hulpmiddelen aan die zowel ondersteunen bij wat mensen zelf nog kunnen als overnemen wat zelf niet meer mogelijk is.”



RAISA Basic, voor zorginstelling en thuiszorg

Eigenschappen & specificaties

- + Max. draagvermogen: 160 kg
- + Gewicht: 49 kg
- + Digitale controlebox JumboCare: dataopslag, uitlezen data, cycliteller, service indicator, ...
- + Hoogte poten: 11,5 cm
- + Incl. batterij, oplaadbaar in stopcontact
- + Elektrische potenspreider
- + Doorlopende flexibele scheensteun in 1 stuk

Opties

- + Beenfixatieband
 - + Voetenplankverhoger
 - + Aangepaste tilbanden: de tilbanden met iQ-Clips zijn standaard verkrijgbaar uit stock, de S-Clips op bestelling
- Voor meer info over de tilbanden zie pagina 17



referentie	omschrijving	H x L x B verstelbaar / draagvermogen / inbegrepen
L-RAISB160	Actieve sta-op-lift RAISA Basic - clips	110 x 111 x (68 tot 113) cm / 160 kg / kniesteun, 1 batterij en interne lader
L-RBKF	Kuitfixatie, veiligheidsgordel voor RAISA Basic	
L-VHRB	Voetenverhoger voor RAISA Basic en BEA deluxe	10 cm

JAMY, voor intensief professioneel gebruik

Eigenschappen & specificaties

- + Max. draagvermogen: 200 kg
- + Gewicht: 62 kg
- + Digitale controlebox JumboCare: dataopslag, uitlezen data, cycliteller, service indicator, ...
- + Hoogte poten: 11,5 cm
- + Incl. batterij, reservebatterij en muurlader
- + 2 delige flexibele scheensteun
- + Elektrische potenspreider

Opties

- + Beenfixatieband
- + Voetenplankverhoger
- + Aangepaste tilbanden, zie pagina 17



Ontdek hier hoe het werkt!



referentie	omschrijving	H x L x B verstelbaar / draagvermogen / inbegrepen
L-JMY200	Actieve sta-op-lift JAMY - clips	110 x 108 x (67 tot 115) cm / 200 kg / kniesteun, 2 batterijen en muurlader
L-JKF	Kuitfixatie, veiligheidsgordel	
L-VHJMY05	Voetenverhoger voor JAMY	5 cm
L-VHJMY10	Voetenverhoger voor JAMY	10 cm

MOEM Powerlift UP I

De POWERLIFT UP 1 is bedoeld voor het oprichten van patiënten vanuit een zittende positie (stoel, toilet, bed, rolstoel) naar een staande positie, waardoor korte transfers in een ziekenhuis-, woon- of thuisomgeving mogelijk zijn. Het compacte formaat biedt toch een uitstekende veiligheid, functionaliteit, bediening en betrouwbaarheid.

De patiënten dienen enige mobiliteit en ondersteuningscapaciteit in de onderste ledematen te hebben.

De MOEM Powerlift UP I wordt geleverd met een standaard tilvest inbegrepen.

Eigenschappen & specificaties

- + Max draagvermogen: 200 kg
- + Gewicht: 40 kg
- + Arm verstelbaar op vijf hoogtes
- + Gemakkelijk te transporteren en op te bergen
- + Handbediening met snoer en magneet
- + LCD-scherm met batterij-indicator
- + Mechanisch (met voethendel) openen en sluiten van onderstel
- + Akoestisch en visueel alarm voor batterijniveau
- + Besturingssysteem met noodstopknop
- + Bediening mogelijk vanaf de mast
- + Controleer het aantal oplaadbeurten via USB verbinding
- + Inclusief tilvest



referentie	omschrijving	H x L x B verstelbaar / draagvermogen / inbegrepen
L-TMUP1	MOEM Powerlift UP I actieve tillift lussen	114 x 113 x (53 tot 99) cm / 200 kg / kniesteun, 1 batterij en interne lader / tilvest

+ Passieve tilliften

Als een patiënt of bewoner zich weinig of niet meer kan behelpen, dan bieden onze passieve tilliften de juiste oplossing. Ideaal bij alle verplaatsingen: van bed naar zetel, rolstoel, douchestoel, bad of toilet ... en terug naar bed. Deze liften kunnen zowel in zit- als ligpositie tillen. Zelfs tillen vanop de grond is mogelijk zonder dat de patiënt/bewoner de tillift raakt!



De troeven van United Care

- + Ontworpen met oog op ergonomisch werken voor de zorgverlener
- + Ontwikkeld om patiënt of bewoner maximaal comfort te bieden
- + Lange hefarm (groot bereik) met hoog tilvermogen
- + Grote reikwijdte (tot overkant bed) en veel beenruimte voor patiënt/bewoner
- + Tillen vanop de grond mogelijk, zonder dat patiënt/bewoner de tillift raakt
- + Gebruiksvriendelijke (hand)bediening
- + Zacht lopende wielen met schoprem
- + Uitgerust met noodstop
- + Elektrisch openen en sluiten van onderstel
- + Lage exploitatiekost
- + De uiteinden van het standaard elektrische en manueel 4puntskanteljuk zijn flexibel, je kan dus elke maat tilband eenvoudig bevestigen aan het juk.
- + Uiterst wendbaar dankzij korte poten
- + Beproefde technologie en bewezen betrouwbaarheid van de Linak motor en controle-unit
- + Zeer sterk en duurzaam o.a. door zelf smerende kogellagers aan scharnierende onderdelen
- + Tilbanden voor verschillende toepassingen, met verschillende bevestigingsystemen en maten



TILLY Basic, voor zorginstelling en thuiszorg

Eigenschappen & specificaties

- + Booglif
- + Max. draagvermogen: 160 kg
- + Gewicht: 43 kg
- + Digitale controlebox JumboCare: dataopslag, uitlezen data, cycliteller, service indicator, ...
- + Bereik: vanaf de grond tot een maximale tilhoogte van 195 cm.
- + Standaard manueel 4-punskanteljuk met flexibele ophanging
- + Hoogte poten: 11,5 cm
- + Inclusief batterij, oplaadbaar in het stopcontact
- + Electriche potenspreider


Opties

- + Elektrisch 4-punskanteljuk (clip)
- + Aangepaste tilbanden, zie pagina 19



referentie	omschrijving	H x L x B verstelbaar / draagvermogen / inbegrepen
L-TB2P160	Passieve tillift TILLY Basic met 2-puntsjuk - lussen	137 x 121 x (68 tot 120) cm / 160 kg / 1 batterij en interne lader
L-TB4B160	Passieve tillift TILLY Basic met 4-punstabalansjuk - clips	137 x 121 x (68 tot 120) cm / 160 kg / 1 batterij en interne lader
L-TB4E160	Passieve tillift TILLY Basic met elektrisch 4-punskanteljuk - clips	137 x 121 x (68 tot 120) cm / 160 kg / 1 batterij en interne lader
L-2PL	2-puntsjuk - lussen	
L-TB4BC	4-punstabalansjuk - clips	
L-TV4EC	Elektrisch 4-punskanteljuk - clips	

“De hulpmiddelen ondersteunen niet alleen de zorgvragers, maar verlichten of voorkomen ook het verrichten van zware fysieke handelingen, zoals het tillen en verplaatsen van de zorgvrager, door deze (deels) van de zorgverlener over te nemen.”



WENDY 230 kg, voor intensief professioneel gebruik

Eigenschappen & specificaties

- + Booglif
- + Mechanische en elektrische nooddaling
- + Digitale controlebox JumboCare: dataopslag, uitlezen data, cycliteller, service indicator, ...
- + Max. draagvermogen: 230 kg
- + Gewicht: 55 kg
- + Bereik: vanaf de grond tot een maximale tilhoogte van 203 cm
- + Standaard elektrisch 4-punskanteljuk met flexibele ophanging
- + Tilband eenvoudig vast te maken dankzij flexibele uiteinden van het juk
- + Hoogte poten: 11,5 cm
- + Incl. batterij, reservebatterij en muurlader



Opties

- + Manueel 4-punstabalansjuk of 2-puntsjuk
- + Aangepaste tilbanden, zie pagina 19
- + Weegmodule, klasse III
- + Verhoogde versie WENDY 230 kg, verhoogd (tot 210 cm)

Ontdek hier hoe het werkt!



referentie	omschrijving	H x L x B verstelbaar / draagvermogen / inbegrepen
L-W2P230	Passieve tillift WENDY 230 kg met 2-puntsjuk - lussen	130 x 124,5 x (67 tot 140) cm / 230 kg / 2 batterijen en muurlader
L-W4B230	Passieve tillift WENDY 230 kg met 4-punstabalansjuk - clips	130 x 124,5 x (67 tot 140) cm / 230 kg / 2 batterijen en muurlader
L-W4E230	Passieve tillift WENDY 230 kg met elektrisch 4-punskanteljuk - clips	130 x 124,5 x (67 tot 140) cm / 230 kg / 2 batterijen en muurlader
L-WV2P230	Passieve tillift WENDY 230 kg verhoogd met 2-puntsjuk - lussen	150 x 132 x (75 tot 152) cm / 230 kg / 2 batterijen en muurlader
L-WV4B230	Passieve tillift WENDY 230 kg verhoogd met 4-punstabalansjuk - clips	150 x 132 x (75 tot 152) cm / 230 kg / 2 batterijen en muurlader
L-WV4E230	Passieve tillift WENDY 230 kg verhoogd met elektrisch 4-punskanteljuk - clips	150 x 132 x (75 tot 152) cm / 230 kg / 2 batterijen en muurlader
L-WMW	Weegmodule, klasse III set WENDY	Ook voor WENDY 230 kg Verhoogd
L-2PL	2-puntsjuk - lussen	
L-W4BC	4-punstabalansjuk - clips	
L-W4EC	Elektrisch 4-punskanteljuk - clips	

TRACEY, voor intensief professioneel gebruik

Eigenschappen & specificaties

- + Combinatie booglift en een vast, groot juk
- + Max. draagvermogen: 200 kg
- + Gewicht: 58 kg
- + Digitale controlebox JumboCare: dataopslag, uitlezen data, cycliteller, service indicator, ...
- + Bereik: vanaf de grond tot een maximale tilhoogte van 210 cm.
- + Standaard elektrisch 4-punskanteljuk
- + Tilband eenvoudig vast te maken dankzij flexibele uiteinden van het juk
- + Hoogte poten: vooraan 11,5 cm, achteraan 12,5 cm
- + Inclusief batterij, reservebatterij en muurlader
- + Elektrische potenspreider




referentie	omschrijving	H x L x B verstelbaar / draagvermogen / inbegrepen
L-T2P200	Passieve tillift TRACEY 200 kg met 2-puntsjuk - lussen	170,5 x 140 x (68 tot 134,5 cm / 200 kg / 2 batterijen en muurlader
L-T4B200	Passieve tillift TRACEY 200 kg met 4-puntsbalansjuk - clips	170,5 x 140 x (68 tot 134,5 cm / 200 kg / 2 batterijen en muurlader
L-T4E200	Passieve tillift TRACEY 200 kg met elektrisch 4-punskanteljuk - clips	170,5 x 140 x (68 tot 134,5 cm / 200 kg / 2 batterijen en muurlader
L-2PL	L-2PL 2-puntsjuk - lussen	
L-T4BC	4-punstabalansjuk - clips	
L-T4EC	Elektrisch 4-punskanteljuk - clips	

Weegunit Charder

Charder MHS2500 wordt gebruikt in combinatie met vaste of mobiele tilliftsystemen voor het wegen van zorgvragers. Charder MHS2500 is verkrijgbaar voor gebruikers met een gewicht tot en met 300 kg. Voeding door 6 x AAA-batterijen van 1,5V. De weegmodule wordt geplaatst tussen het juk en hefarm/lint. Charder MHS2500 kan gebruikt worden in combinatie met de WENDY en de SHERPA.



referentie	omschrijving	capaciteit / H x L x B
L-WMW	Charder MSH 2500 weegmodule, klasse III Set voor gebruik op WENDY	300 kg / 120 x 160 x 50 cm
L-WMS	Charder MSH 2500 weegmodule, klasse III Set voor gebruik op SHERPA	300 kg / 120 x 160 x 50 cm



+
**IN DE
KIJKER**
+

De Tracey combineert de voordelen van de boogvormige arm van de Wendy met een vast groot juk. Dit maakt de transfer zeer stabiel en ruimtelijk voor de zorgvrager. Met de Tracey tilt de zorgmedewerker de zorgvrager eenvoudig van de grond zonder dat deze in aanraking komt met het onderstel.

Met het elektrische vierpuntsjuk is de zorgvrager zowel liggend als zittend te verplaatsen. De flexibele uiteinden van het juk maken het bevestigen van de tilband gemakkelijk. De Tracey is een compacte en wendbare tillift met een elektrisch verstelbaar onderstel. De lift is geschikt voor transfers van mensen met een gewicht tot 200 kg.

Het grote tilbereik maakt de Tracey zeer geschikt voor langere en zwaardere zorgvragers.

+
IN DE
KIJKER
+

tecni**moem**
care



+
TIP
+

Licht, opvouwbaar en eenvoudig te transporteren. Geen gereedschap nodig.

MOEM POWERLIFT 150 kg Opvouwbaar

Opvouwbare passieve boogtillift voor het verplaatsen van patiënten. Geschikt voor patiënten tot 150 kg.

Deze liften zijn ontworpen voor thuisgebruik, maar kan ook in verpleeghuizen of ziekenhuizen ingezet worden. De MOEM tillift biedt uitstekende veiligheid, functionaliteit en betrouwbaarheid.

Dankzij de grote reikwijdte kan de patiënt van de vloer worden getild.

Het 2-puntsjuk is bekleed met thermoplastisch rubber en is 360° draaibaar. De motor is demonteerbaar voor een gemakkelijk transport en opslag. De lift komt met een handbediening, een afneembare batterij en een geïntegreerde lader met 100-240 V ingang. Er is ook bediening op de controlebox/mast mogelijk.

De lift is compact, de afwerking voorkomt het binnendringen van vloeistoffen, wat de duurzaamheid verhoogt. De constructie zorgt voor meer stabiliteit en veiligheid. Het openen en sluiten van het onderstel gebeurt mechanisch (met voethendel).

Eigenschappen & specificaties

- + Laadvermogen 150 kg
- + Tilband inbegrepen
- + Eigen gewicht: 36 kg
- + Afmetingen ingeklapt: 43 cm hoog x 119 cm breed



tilband inbegrepen!

Bekijk hier hoe het werkt!



referentie	omschrijving	H x L x B verstelbaar / draagvermogen / inbegrepen
L-TM150F	MOEM passieve tillift lussen	115 x 123 x (54 tot 102) cm / 150 kg / 1 batterij en interne lader / tilband

+ Plafondliften

Meer en meer opteert men ervoor om bij nieuwbouw of renovatie geïntegreerde plafondliften te voorzien. Door de flexibele railopbouw kan men een volledige kamer of meerdere kamers en ruimtes aaneensluitend bedienen. Deze oplossing neemt zeer weinig plaats in en de rail kan indien gewenst mooi geïntegreerd worden in een vals plafond.

Door het hoge gebruiksgemak kan de zorgverlener alle aandacht geven aan de zorgontvanger. De zacht start-en-stop geeft de patiënt of bewoner een comfortabel gevoel. De toestellen zijn heel energiezuinig, onderhouds- en gebruiksvriendelijk en zijn uitgerust met meerdere veiligheidssystemen.

De voordelen van plafondliften

- + Mooie integratie in de zorginfrastructuur
- + Plafondlift is onmiddellijk inzetbaar tijdens de zorg
- + Uiterst veilig en conform alle wettelijke normen
- + Zeer onderhoudsvriendelijk
- + Plaatsing en onderhoud door technische dienst Metra

SHERPA Monarch, draagbare plafondlift

De Sherpa Monarch is een gebruiksvriendelijke plafondlift voor zorgvragers in de passieve mobiliteitsklasse. Zij kunnen niet zelfstandig transfers maken van bijvoorbeeld bed naar rolstoel. Dankzij de zeer lichte portable cassette van slechts 5 kilo kan de zorgmedewerker deze heel eenvoudig uit het railsysteem halen en ergens anders in een railsysteem plaatsen.

Specificaties

- + Weegt 5 kg
- + Extra veilig 2-puntsjuk
- + Max. draagvermogen 200 kg
- + Hefsnelheid 4,5 cm/s



referentie	omschrijving	Draagvermogen juk - functies
L-SMPL Sherpa Monarch	Plafondlift	200 / 2-punts / 2F



SHERPA 2 compact, vaste plafondlift

Eigenschappen & specificaties

- + Heel energiezuinig en lange levensduur van batterij door aan-uit indicator met auto-power-off functie en auto-oplaad-functie bij elke daalbeweging.
- + Onderhouds- en gebruiksvriendelijk door batterij-indicator met auditief en visueel signaal, onderhoudsindicator en foutmelding display
- + Veilig door noodstopfunctie, nooddaling, dubbel centrifugaal remsysteem, ingebouwde overlastbeveiliging en brandvertragende ABS omkasting
- + Compact design en onzichtbare bevestiging van de rail aan het plafond
- + Eenvoudig te installeren en te onderhouden
- + Tilbanden voor verschillende toepassingen, met verschillende bevestigingsystemen en maten (XXS, XS, S, M, L, XL, XXL, ...)
- + Heel comfortabel door programmeerbare zachte start-en-stop
- + Grote autonomie tot ca. 150 cycli (belasting 75 kg)
- + Geluidsarm
- + Gebruiksrenteller, interactief loggingsfile, zelfdiagnose bij storing, ...
- + Lage exploitatiekost


Specificaties

- + Zowel manueel verrijdbare als elektrisch aangedreven cassette beschikbaar
- + Verschillende railsystemen beschikbaar in functie van wat gebruik vereist: monorail, traverse systemen, draaiplateau, wissels, ...
- + Laadstation overal te bevestigen op de rail
- + Vlakke elektrische contacten bovenop de cassette
- + Max. draagvermogen 200 kg
- + Hefsnelheid 4,2 cm/s, instelbare horizontale loopsnelheid

Opties

- + 4F (4 functies): omhoog/omlaag, kantelen van zit naar lig (elektrisch juk)
- + 2F (2 functies): omhoog/omlaag
- + Weegmodule, klasse III
- + Infrarood handbediening
- + Wissels, carrousels, gates, XY systeem

referentie	omschrijving	Draagvermogen - juk - functies
L-S4F2PL	Plafondlift Sherpa 2 compact 4F	200 / 2-punts / 4F
L-S4F4SL	Plafondlift Sherpa 2 compact 4F	200 / 4-puntsspinjuk / 4F
L-S4F4EC	Plafondlift Sherpa 2 compact 4F	200 / 4-punts elektrisch kanteljuk / 4F
L-S4F4BC	Plafondlift Sherpa 2 compact 4F	200 / 4-punts balansjuk / 4F
L-S6F2PL	Plafondlift Sherpa 2 compact 6F	200 / 2-punts / 6F
L-S6F4SL	Plafondlift Sherpa 2 compact 6F	200 / 4-puntsspinjuk / 6F
L-S6F4EC	Plafondlift Sherpa 2 compact 6F	200 / 4-punts elektrisch kanteljuk / 6F
L-S6F4BC	Plafondlift Sherpa 2 compact 6F	200 / 4-punts balansjuk / 6F
L-2PL	2-punts	tot 230 kg
L-S4PSL	4-puntsspinjuk	tot 230 kg
L-S4PEC	4-punts elektrisch kanteljuk	tot 230 kg
L-4PBC	4-punts balansjuk	tot 230 kg
L-WMS	Weegmodule, klasse III set Sherpa	zie pagina 10



Bekijk hier hoe het werkt!




+ Tilbanden

Naast het correct gebruik van de tillift, draagt ook de juiste keuze van tilbanden in belangrijke mate bij tot het gevoel van comfort en veiligheid dat de patiënt/ bewoner ervaart tijdens de verplaatsing!


Metra heeft een ruim assortiment tilbanden voor elk type zorg, voor actieve en passieve tilliften, voor plafondliften en zijn bovendien compatibel met praktisch alle merken. Onze tilbanden worden gekenmerkt door een hoge kwaliteit, ergonomie voor zorgverlener en -ontvanger, eenvoud in gebruik, grote veiligheid en hygiëne.



Veiligheidsclip of lussen? Hoewel wij alle tilbanden kunnen leveren met lussen, zijn wij een groot pleitbezorger voor tilbanden met veiligheidsclips. Patiënten en bewoners zijn kwetsbare mensen die recht hebben op de grootst mogelijk veiligheid bij het verzorgen. En de zorgverlener moet met een gerust hart aan de slag kunnen. Een veiligheidsclip geeft immers extra zekerheid dat er niets mis kan lopen bij een transfer: vastgeklikt = veilig! De iQ-clips die wij aanbieden, zijn uitgebreid getest, zowel in labo als in reële omstandigheden, en worden geloofd voor de combinatie van gebruiksgemak en veiligheid. Ze zijn bovendien compatibel (met certificaat) met de meeste courante merken van actieve, passieve liften en plafondliften. Niets belet dus om ook met voor de huidig liften over te schakelen naar de zeer comfortabele tilbanden van UniQare en te kiezen voor zekerheid.



Maatvoering tabel			Passief	Actief
maat nummer	maat code	kleur code	kruij-stuit hoogte	buikomvang (t.b.v. tilvest)
0	xxxs	teal	40-54 cm	
1	xxs	paars	45-60 cm	
2	xs	bruin	60-80 cm	
3	s	rood	80-87 cm	58-80 cm
4	m	geel	85-90 cm	74-96 cm
5	l	groen	90-97 cm	94-125 cm
6	xl	blauw	95-102 cm	114-136 cm
7	xxl	oranje	102-106 cm	128-158 cm
	lowzone	wit		
	special	zwart		



“Er is een flexibel assortiment tilbanden nodig voor het tillen, positioneren, mobiliseren of activeren van gebruikers met een beperkte mobiliteit. Verschillende zorgsituaties, zoals toiletbezoek en transfers van zitten naar staan, vereisen bovendien speciale oplossingen.”

+ Tilbanden gebruik op actieve tilliften

Lowzone tilband met clips





De Lowzone tilband is bedoeld voor gebruik door zorgvragers in actieve mobiliteitsklasse: mensen die met behulp van een sta-oplift kunnen gaan staan. Ze moeten dus kunnen staan.

De Lowzone tilband is gemaakt van polyurethaanschuim. Dit zorgt voor optimale drukverdeling bij het opstaan. Bijkomend voordeel van polyurethaanschuim is de vochtregulerende werking. De hoes is gemaakt van zachte fleec. Deze stof voelt comfortabel aan en is wasbaar. De gebruiker plaatst de Lowzone tilband laag in de onderrug zodat de band comfortabele ondersteuning biedt bij het opstaan. De Lowzone tilband is gemakkelijk aan te brengen door de zorgverlener.

Lowzone tilband: vochtregulerende tilband met optimale drukverdeling

- + schuimrubber voor optimale drukverdeling
- + comfortabel zachte hoes in fleec
- + verkrijgbaar in twee lengtes
- + keuze tussen reguliere iQ- Clips of S-Clips zonder meerprijs (met S-Clips = geen voorraadproduct)



referentie	omschrijving	eigenschappen
TQLZ	Lowzone band	Band 106 cm, polyurethaan schuim met fleec hoes met iQ-Clips 
TCLZ	Lowzone band 106 cm	Band 106 cm, polyurethaan schuim met fleec hoes met S-Clips 
TQLZXL	Lowzone band 126 cm	Band 126 cm, polyurethaan schuim met fleec hoes met iQ-Clips 
TCLZXL	Lowzone band 126 cm	Band 126 cm, polyurethaan schuim met fleec hoes met S-Clips 

Tilvest deluxe met clips

Tilvest deluxe is bruikbaar voor zorgvragers in actieve mobiliteitsklasse: mensen die met behulp van een sta-op-lift op eigen kracht kunnen gaan staan. Kunnen staan is dus een vereiste! Dit tilvest is in het bijzonder ontwikkeld om zorgvragers die een arm- of been missen, stabiliteit te bieden bij het opstaan.

Het tilvest is een brede rugband. Deze wordt geplaatst tegen de onderrug van de zorgvrager. Tilvest deluxe biedt extra veel ondersteuning in de rug. Het tilvest, ook wel corsetband genoemd, wordt gefixeerd rond de cliënt. Dit zorgt voor extra stabiliteit.

Tilvest deluxe is aan de voorkant voorzien van een buikband met een strook klitband plus een fixatiegordel met klikgesp. Zo kan de zorgverlener het tilvest eenvoudig aanbrengen. Dit tilvest biedt extra veel ondersteuning in de rug bij gebruik van een sta-op-lift.

- + comfortabele okselrollen van schuimrubber voor optimale drukverdeling
- + antislip op de rugzijde
- + klitband en fixatiegordel met klikgesp
- + keuze tussen reguliere iQ- Clips of S-Clips zonder meerprijs (met S-Clip = geen voorraadproduct)

referentie	omschrijving	eigenschappen
TQ3010035	Tilvest deluxe	Polyester met anti-slip op de rug, buikfixatie met klittenband- en gespsluiting, comfortabele okselrollen, met iQ-Clips maat S tot XXL 
TC3010035	Tilvest deluxe	Polyester met anti-slip op de rug, buikfixatie met klittenband- en gespsluiting, comfortabele okselrollen, met S-Clips maat S tot XXL 



Tilvest MOEM met lussen

Ontworpen om transfers veilig en comfortabel uit te voeren voor zowel de patiënt als het zorgpersoneel.

- + Gemaakt met een super absorberende Thermo-thermex-behandeling die effectief de reproductie van bacteriën en de vorming van geuren elimineert.
- + Ademend, met schuim gevoerd, ultralicht, sneldrogend en hoge treksterkte.
- + Regeling in drie hoogtes (rood, groen en geel) met veiligheidsanker (blauw).
- + Uitgerust met een buikband met klittenband en veiligheidsgesp.
- + Beschikbaar in maat S/M/L

referentie	omschrijving	eigenschappen
TLMSU	Tilvest MOEM met lussen	Polyester, buikfixatie met klittenband- en gespsluiting, okselrollen, met lussen maat S tot L 



+ Tilbanden gebruik op passieve tilliften

Standaard tilband met clips

Standaard tilband met clips is te gebruiken in combinatie met een passieve lift. De band is geschikt voor korte transfers tussen bijvoorbeeld bed, stoel en rolstoel of om een zorgvrager van de vloer te tillen.

Een standaard tilband is te gebruiken voor transfers van zorgvragers in de passieve mobiliteitsklasse. Deze zorgvragers zijn niet in staat om zelfstandig transfers te maken, zij hebben bij verplaatsingen altijd hulp nodig van een zorgverlener.

De standaard tilband is gemaakt van sterk polyester en daardoor gemakkelijk aan te brengen. De tilband kan bevestigd worden met iQ-clips, S-Clips of lussen.

De zorgverlener brengt de standaard tilband aan voor het maken van een transfer. Na de transfer verwijdt de zorgverlener de tilband weer. De standaard tilband is leverbaar in diverse materialen, elk met hun eigen kwaliteiten en voordelen.


Verkrijgbaar in verschillende materialen:

POLYESTER

Polyester is een geweven, sterk en glad materiaal. De stof is geschikt voor korte transfers. Een polyester tilband is gemakkelijk aan te brengen. Door de juiste structuur heeft dit wel de gewenste stroefheid bij het uitvoeren van de transfer. Door de weving en het gebruikte garen is de stof erg duurzaam en ontstaan er geen ladders in de stof. Polyester droogt zeer snel. Na het centrifugeren is het vrijwel droog en bijna direct opnieuw te gebruiken.

NETSTOF

De waterdoorlatende netstof is ideaal voor een tilband die wordt gebruikt voor douchen of baden. De netstof is gemaakt van polyester, een geweven, sterk en glad materiaal. De stof is geschikt voor korte transfers. Een polyester tilband is gemakkelijk aan te brengen. Door de juiste structuur heeft dit wel de gewenste stroefheid bij het uitvoeren van de transfer. Mede door de weving en het gebruikte garen is de stof erg duurzaam en ontstaan er geen ladders in de stof. Polyester droogt zeer snel. Na het centrifugeren is het vrijwel droog en bijna direct opnieuw te gebruiken.



Alle standaardbanden zijn voorzien van gepolsterde beenflappen van foam. Dit zorgt voor een fijne drukverdeling onder de benen. Bovendien is een voordeel dat deze niet wateropnemend zijn.

EZESLYDE

Ezeslyde is een geweven, sterk, dun en zeer glad polyester. Door deze kenmerken is ezeslyde heel gemakkelijk aan te brengen. De stof is uitermate geschikt voor korte transfers. De stof glijdt gemakkelijk langs het lichaam en andere textieloppervlakken. Dit voorkomt eventuele afschuifkrachten zoveel mogelijk. Ezeslyde droogt zeer snel. Na het centrifugeren is het vrijwel droog en is het bijna direct opnieuw te gebruiken.


- + comfortabele pasvorm met goede hoofdondersteuning
- + verkrijgbaar in meerdere materialen
- + polstering in niet-wateropneembaar foam
- + keuze tussen reguliere iQ- Clips, S-Clips of lussen zonder meerprijs (enkel iQ-Clips = voorraad product)

referentie	omschrijving	eigenschappen	
PQSS	Standaard tilband POLYESTER, (XSS tot XXL)	voor 4-puntsjukken, versterkte hoofdsteun met 2 baleinen, gepolsterde beenslips, met iQ-Clips, max. 230 kg	
PQSB	Standaard tilband NETSTOF, (XSS tot XXL)	voor 4-puntsjukken, versterkte hoofdsteun met 2 baleinen, gepolsterde beenslips, met iQ-Clips, max. 230 kg	
PQSE	Standaard tilband EZESLYDE, (S tot XL)	voor 4-puntsjukken, versterkte hoofdsteun met 2 baleinen, gepolsterde beenslips, met iQ-Clips, max. 230 kg	
PSSS	Standaard tilband POLYESTER, (XSS tot XXL)	voor 4-puntsjukken, versterkte hoofdsteun met 2 baleinen, gepolsterde beenslips, met S-Clips, max. 230 kg	
PSSB	Standaard tilband NETSTOF, (XSS tot XXL)	voor 4-puntsjukken, versterkte hoofdsteun met 2 baleinen, gepolsterde beenslips, met S-Clips, max. 230 kg	
PSSE	Standaard tilband EZESLYDE, (S tot XL)	voor 4-puntsjukken, versterkte hoofdsteun met 2 baleinen, gepolsterde beenslips, met S-Clips, max. 230 kg	



Toilettilband deluxe met clips

Toiletband deluxe is specifiek ontworpen voor directe transfers van niet-mobiele zorgvragers naar het toilet. De band is voorzien van een hoofdsteun. U kunt de tilband bevestigen met iQ-clips of S-clips te gebruiken in combinatie met een passieve lift. De band is gemaakt van zacht en duurzaam polyester met een stevige beenpolstering. De toiletband laat de billen vrij. Zo kan de zorgverlener het ondergoed naar beneden schuiven zodat de zorgvrager kan plaatsnemen op het toilet. Een goede schouderfunctie van de zorgvrager is onontbeerlijk omdat toiletband deluxe de billen niet ondersteunt.

- + comfortabele okselrollen van schuimrubber
- + comfortabele hoofdondersteuning
- + polstering in waterdicht foam



- + keuze tussen reguliere iQ- Clips of S-Clips zonder meerprijs (met S-Clips = geen voorraadproduct)

referentie	omschrijving	eigenschappen	
PQST	Toilettilband deluxe (S tot XXL)	voor 4-puntsjukken, polyester, comfortabele okselrollen, versterkte hoofdsteun met 2 baleinen, gepolsterde beenslips, met Q-Clips, max. 230 kg	
PSST	Toilettilband deluxe (S tot XXL)	voor 4-puntsjukken, polyester, comfortabele okselrollen, versterkte hoofdsteun met 2 baleinen, gepolsterde beenslips, met S-Clips, max. 230 kg	

Verblijfstillband met clips

De verblijfsband is een comfortabele tilband waarin de zorgvrager langere tijd kan zitten. Deze tilband hoeft niet na elke transfer te worden verwijderd.

De verblijfsband hoeft niet voor elke transfer aangelegd te worden. Dit vermindert de fysieke belasting voor zowel zorgvrager als zorgverlener. De verblijfsband kan blijven zitten dankzij de speciale comfortcoupe die de zorgvrager voldoende comfort biedt om er lang in te zitten. De verblijfstillband omsluit de billen meer dan een standaard tilband. De verblijfsband vermindert het risico op decubitus bij de stuit.

Veel zorgverleners gebruiken de verblijfsband als het lastig is om in zit een tilband aan te brengen bij een zorgvrager. Denk hierbij aan de zorgvrager die niet meer kan meewerken bij het aanbrengen van een tilband of in een orthese zit. Ook als het aanbrengen en weghalen van de tilband pijnlijk is, kan gebruik van een verblijfsband een prima alternatief zijn.

Eén zorgverlener kan de verblijfsband aanbrengen. De zorgvrager moet zich wel in lighouding bevinden omdat de zorgverlener de band verder dan de stuit moet aanbrengen.

Zorgverleners gebruiken verblijfsband met iQ-Clips of S-Clips in combinatie met een passieve lift met een vierpuntsjuk. De band is leverbaar in 3D STOF of BAMBOETEXTEL.

3D STOF

Onze 3D stof is een polyester met een zeer open structuur. Vocht- en warmteafvoer zijn optimaal doordat er aan de achterkant grotere gaatjes zitten dan aan de kant waarop de zorgvrager zit. Het materiaal neemt nauwelijks vocht op en stimuleert optimale transpiratie. Dit alles zorgt voor hetzelfde vocht- en warmte-afdrivende effect als bij moderne



sportshirts. Na het wassen en centrifugeren komt deze band praktisch droog uit de wasmachine en dus zo goed als klaar voor gebruik. Bijkomend voordeel van dit materiaal is dat het een dempende werking heeft

BAMBOETEXTEL

Bamboe is een gebreid textiel dat bestaat uit een combinatie van plantaardige, natuurlijke vezels (rayon) en een polyester garen. Bamboe kenmerkt zich door de zachte structuur die fijn aanvoelt. Dit gebreide textiel heeft een comfortabele stretch eigenschap waardoor de band zich vormt naar het lichaam tijdens het tillen. Door de breitechniek ontstaan microlusjes in het materiaal die de band een open structuur geven. Dit stimuleert het reguleren van de warmte. De natuurvezel van bamboe neemt vocht op. Daarom moet deze tilband wel even drogen voor hergebruik na het wassen.

- + comfortabele pasvorm met goede hoofdondersteuning
- + verkrijgbaar in meerdere materialen
- + polstering in waterdicht foam
- + keuze tussen reguliere iQ Clips, S-Clips of lussen zonder meerprijs

referentie	omschrijving	eigenschappen	
PQVB3D	Verblijfstillband 3D STOF (XXS tot XXL)	voor 4-puntsjukken, polyester, versterkte hoofdsteun met 2 baleinen, gepolsterde beenslips, met Q-Clips, max. 230 kg	
PSVB3D	Verblijfstillband 3D STOF (XXS tot XXL)	voor 4-puntsjukken, polyester, versterkte hoofdsteun met 2 baleinen, gepolsterde beenslips, met S-Clips, max. 230 kg	
PQVBBB	Verblijfstillband BAMBOETEXTEL (XXS tot XXL)	voor 4-puntsjukken, polyester, versterkte hoofdsteun met 2 baleinen, gepolsterde beenslips, met Q-Clips, max. 230 kg	
PSVBBB	Verblijfstillband BAMBOETEXTEL (XXS tot XXL)	voor 4-puntsjukken, polyester, versterkte hoofdsteun met 2 baleinen, gepolsterde beenslips, met S-Clips, max. 230 kg	



“Dankzij de flexibele uiteinden van het juk is de tilband gemakkelijk te bevestigen aan de passieve tillift Wendy.”

Amputatietilband met clips

De amputatietilband is een tilband die speciaal ontwikkeld is voor alle transfers van zorgvragers met een enkele of dubbele beenamputatie. Zorgverleners gebruiken de amputatietilband met iO-clips of S-clips in combinatie met een passieve lift. Deze tilband is ontwikkeld met oog voor een comfortabele pasvorm. Ook biedt de amputatietilband een goede hoofdondersteuning.

Voor gebruik van de amputatietilband is wel vereist dat de zorgvrager druk op het geamputeerde lichaamsdeel kan verdragen.

Amputatietilband: voorzien van korte beenslips voor omsluiting van het geamputeerde lichaamsdeel
De band is leverbaar in NETSTOF, BAMBOETEXTEL of 3D STOF

- + comfortabele pasvorm met goede hoofdondersteuning
- + verkrijgbaar in meerdere materialen
- + Korte beenslips om het geamputeerde lichaamsdeel te omsluiten



- + polstering in niet-wateropneembaar foam
- + keuze tussen reguliere iQ Clips of S-Clips zonder meerprijs

referentie	omschrijving	eigenschappen	
PQVBAB	Amputatie tilband NETSTOF (S tot XXL)	voor 4-puntsjukken, polyester, versterkte hoofdsteun met 2 baleinen, gepolsterde verkorte beenslips, met Q-Clips, max. 230 kg	
PSVBAB	Amputatie tilband NETSTOF (S tot XXL)	voor 4-puntsjukken, polyester, versterkte hoofdsteun met 2 baleinen, gepolsterde verkorte beenslips, met S-Clips, max. 230 kg	
PQVBABB	Amputatie tilband BAMBOETEXTEL (S tot XXL)	voor 4-puntsjukken, polyester, versterkte hoofdsteun met 2 baleinen, gepolsterde verkorte beenslips, met S-Clips, max. 230 kg	
PQVBABB	Verblijfstillband BAMBOETEXTEL (XXS tot XXL)	voor 4-puntsjukken, polyester, versterkte hoofdsteun met 2 baleinen, gepolsterde beenslips, met Q-Clips, max. 230 kg	
PSVBBB	Verblijfstillband BAMBOETEXTEL (XXS tot XXL)	voor 4-puntsjukken, polyester, versterkte hoofdsteun met 2 baleinen, gepolsterde beenslips, met S-Clips, max. 230 kg	

Anti-spasme tilband met clips





De anti-spasme tilband is een tilband die speciaal ontwikkeld is voor gebruikers met spierproblemen, zoals strekspasmen, extreme bewegelijkheid of dystonie. De anti-spasme tilband is voorzien van extra hoofdsteenbandjes, een buikfixatie en extra lussen bij de beenslips. Dit zorgt voor complete omsluiting, wat de zorgvrager een comfortabel, veilig en rustig gevoel geeft.

De ervaring leert dat door zo'n veilig, omsloten gevoel strekspasmen sterk kunnen afnemen. De zorgvrager kan daarbij ook de kin meer naar de borst brengen. Zorgverleners gebruiken de anti-spasme band met iQ-Clips of S-clips in combinatie met een passieve lift. De band is leverbaar in BAMBOETEXTEL of 3D STOF.

Zorgverleners kunnen de anti-spasme band alleen aanbrengen als de zorgvrager zich in lighouding bevindt. Dit omdat de band verder dan de stuit aangebracht dient te worden.

- + comfortabele pasvorm met goede hoofdondersteuning
- + verkrijgbaar in meerdere materialen
- + polstering in waterdicht foam
- + keuze tussen reguliere iQ Clips of S-Clips zonder meerprijs






referentie	omschrijving	eigenschappen	
PQVBASBB	Anti-spasme tilband BAMBOETEXTEL (XXS tot XXL)	voor 4-puntsjukken, polyester, versterkte hoofdsteen met 2 baleinen en extra hoofdsteenbandjes, buikfixatie en extra lussen bij de gepolsterde beenslips, met Q-Clips, max. 230 kg	
PSVBASBB	Anti-spasme tilband BAMBOETEXTEL (XXS tot XXL)	voor 4-puntsjukken, polyester, versterkte hoofdsteen met 2 baleinen en extra hoofdsteenbandjes, buikfixatie en extra lussen bij de gepolsterde beenslips, met S-Clips, max. 230 kg	
PQVBAS3D	Anti-spasme tilband 3D STOF (XXS tot XXL)	voor 4-puntsjukken, polyester, versterkte hoofdsteen met 2 baleinen en extra hoofdsteenbandjes, buikfixatie en extra lussen bij de gepolsterde beenslips, met Q-Clips, max. 230 kg	
PSVBAS3D	Anti-spasme tilband 3D STOF (XXS tot XXL)	voor 4-puntsjukken, polyester, versterkte hoofdsteen met 2 baleinen en extra hoofdsteenbandjes, buikfixatie en extra lussen bij de gepolsterde beenslips, met S-Clips, max. 230 kg	

HighBackSling met lussen

De HighBackSling is voor de zorgverlener gemakkelijk aan te brengen en geeft de patiënt een gevoel van veiligheid. De band heeft beensecties zodat de patiënt niet op de tilband zit. In plaats daarvan biedt de tilband steun van het staartbeentje tot aan het hoofd en onder de benen. HighBackSling is bedoeld voor situaties waarin extra ondersteuning nodig is en kan worden gebruikt voor het tillen vanuit een liggende positie op de vloer.

De band is leverbaar in POLYESTER of NETSTOF



referentie	omschrijving	eigenschappen	
PL4080000	HighBackSling POLYESTER (XXS tot XXL)	voor 2-puntsjukken, polyester, versterkte hoofdsteen met 2 baleinen, met lussen, max. 300 kg	
PL4082000	HighBackSling NETSTOF (XXS tot XXL)	voor 2-puntsjukken, polyester, versterkte hoofdsteen met 2 baleinen, met lussen, max. 300 kg	
PL4370400	HighBackSling toilet (XXS <-> XXL)	voor 2-puntsjukken, polyester, versterkte hoofdsteen met 2 baleinen, met lussen, max. 300 kg	



BasicSling met lussen

BasicSling is ontworpen voor gebruik in de meest voorkomende tilsituaties en wanneer de patiënt een gebrekkige rompstabiliteit heeft, maar een goede hoofdstabiliteit.

- + Gescheiden verstevigde beensteunen; eenvoudig door de zorggever aan te brengen of te verwijderen, de zorgvrager zit niet op de tilband
- + Schouderhoge rugsteun; de zorgvrager wordt ondersteund vanaf het staartbeen tot aan de schouders en onder de benen
- + Rechtop zittende houding
- + Standaardmodel, geschikt voor de meeste zorgvragers met goede hoofdstabiliteit
- + Vakje aan de onderrand voor makkelijker aanbrengen
- + 300 kg



referentie	omschrijving	eigenschappen	
PLUSB	BasicSling met lussen POLYESTER (XXS tot XXL)	voor 2-puntsjukken, polyester, met lussen, max. 300 kg	85°
PLUBB	BasicSling met lussen NETSTOF (XXS tot XXL)	voor 2-puntsjukken, met lussen, max. 300 kg	85°
PL4380400	BasicSling toilet met lussen (XXS tot XXL)	voor 2 puntsjukken, polyester met lussen, max. 300 kg	85°

Banana Sling SPU (dispo) tilband

De Banana Sling is een tilband die speciaal is ontwikkeld voor gebruik bij 1 zorgvrager. Zorgverleners gebruiken de Banana Sling met lussen of clips in combinatie met een passieve lift. Deze tilband is ontwikkeld met oog voor een comfortabele pasvorm.

Ze zijn gemaakt van een sterke maar zachte polyester en zijn ideaal voor een zittende, horizontale of half liggende transfer. Het unieke materiaal voert vocht af en kan onder de zorgvrager blijven zitten.

De Banana Sling vervaardigd uit een nonwoven polyester is een wegwerptilband (of disposable) voor gebruik bij één zorgvrager. Nonwoven is een kunststof vlies dat niet geweven of gebreid is. Dit sterke en waterafstotende gesponnen vlies bevat dus geen garen, maar het materiaal wordt rechtstreeks als kunststofvezel in een soort web gelegd en aan elkaar gehecht. De stof is bedoeld voor kortdurend single-patient-use. Disposable non-woven vlies is uitermate geschikt voor gebruik bij besmettingsgevaar en zorgomstandigheden die om extra hygiëne vragen. De stof kan niet in de wasmachine, dan verliest het structuur en sterkte. Het materiaal is duurzaam, want herbruikbaar bij dezelfde zorgvrager.



- + waswaarschuwingsindicator
- + 5 kleurcodeerde maten
- + gewatteerde ondersteuning voor comfort en bescherming van de huid
- + bevordert infectiebeheersing
- + 230 kg

referentie	omschrijving	eigenschappen	
B-SPPUL	Tilband Banana Loop/Lussen Sling 4p (XS tot XL) per 10st	voor 2-puntsjukken, non-woven polypropyleen, versterkte hoofdsteun, met lussen, max. 230 kg	
B-SPPUC	Tilband Banana Clip Sling 4p (XS tot XL) per 10st	voor 4-puntsjukken, non-woven polypropyleen, versterkte hoofdsteun, met clips, max. 230 kg	

Tilband MOEM met lussen

Ontworpen om transfers veilig en comfortabel uit te voeren voor zowel de patiënt als het zorgpersoneel.

De tilband is geschikt voor mensen met hoofdmobiliteit.

Kan zittend en liggend gebruikt worden, afhankelijk van de situatie kan het met de benen samen of uit elkaar worden gebruikt van de mate van mobiliteit van de patiënt.

- + Gemaakt met een super absorberende Thermo-tex-behandeling die effectief de reproductie van bacteriën en de vorming van geuren elimineert
- + Ademend, ultralicht, sneldrogend en hoge treksterkte
- + 100% Polyester
- + Regeling in drie hoogtes (lussen rood, groen en geel) met veiligheidsverankering



referentie	omschrijving	eigenschappen	
PLTMSS	Tilband MOEM standard POLYESTER (M of L)	voor 2-puntsjukken, polyester, met 3 lussen, max. 200 kg	30°
PLTMBS/M	Tilband MOEM NETSTOF (M)	voor 2-puntsjukken, polyester, met 3 lussen, max. 200 kg	30°
PLTMHBS/M	Tilband MOEM met hoofdsteun (M)	voor 2-puntsjukken, polyester, met 3 lussen, versterkte hoofdsteun, max. 200 kg	30°



+ Installatie, onderhoud en herstelling

Metra installeert, onderhoudt en herstelt! Alle installaties doen we in eigen beheer. Onze geëngageerde technici vormen het hart van een goed uitgeruste technische dienst en we beschikken over een ruime voorraad wisselstukken van alle merken die we vertegenwoordigen, herstellen en onderhouden. Onze mensen worden doorlopend grondig opgeleid door alle fabrikanten waarmee wij samenwerken.

Dankzij ons digitaal klantenportaal kan u voor alle toestellen die u bij ons heeft gekocht en/of door ons laat onderhouden en herstellen, niet alleen de status van uw herstelaanvragen controleren maar ook de volledige levensloop en gebruikskosten volgen. Onze technische dienst is volledig gedigitaliseerd: herstelaanvragen, offerte, aankoopbestellingen, projectmanagement, planning, installatie, onderhoud, herstellingen, facturatie ... De volledige historie van alle toestellen, installaties, onderhoud en herstellingen wordt gedetailleerd bijgehouden. Alle installaties en herstellingen worden ook met foto's gedocumenteerd, voor en na de interventie. Door ons intern kwaliteitsmanagementsysteem bent u gerust dat onze service voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen.

De troeven van metra technics

- + Goed opgeleide mensen met een hart voor de zorg
- + Volledig uitgerust met alle noodzakelijke werkmiddelen
- + Ruime voorraad onderdelen
- + Volledig digitaal werkplatform, u kan onderhoud en herstellingen van al uw toestellen opvolgen
- + Gedetailleerde rapportering, zowel qua werkuren als onderdelen
- + Transparante tarieven

Onderhoudscontracten

Metra biedt u op vlak van onderhoudscontracten ook verscheidene formules aan. Het is aan te bevelen om alle toestellen die u in gebruik heeft jaarlijks te laten controleren, met oog op het welzijn en de veiligheid van zorgontvanger en -verlener. Er zijn 3 onderhoudsformules, namelijk GOUD/ZILVER of BRONS.

Bij GOUD en ZILVER wordt het tijdstip van de jaarlijkse controle op initiatief van Metra, in onderlinge afspraak vastgelegd. Bij BRONS neemt u zelf initiatief om de jaarlijkse controle te laten uitvoeren. Na elke controle krijgt u voor elk individueel toestel een controlecertificaat.

- + Op afroep, BRONS: vaste prijs voor controle verplaatsingskosten worden aangerekend, per lift worden er 2 tildoeken mee gecontroleerd.
- + Jaarcontract ZILVER: verlaagde prijs voor controle en verplaatsingskosten, per lift worden er 2 tildoeken mee gecontroleerd, next-day service bij interventies, 5% korting op wisselstukken, ...
- + Jaarcontract GOUD: vaste prijs (all-in), verplaatsing, controle, onderhoud en tussentijdse interventies + alle onderdelen (m.u.z. batterijen) inbegrepen, per lift worden er 2 tildoeken mee gecontroleerd, next-day service, gratis vervangtoestel, ...

+ Opleidingen

Metra organiseert in samenwerking met onafhankelijke, gecertificeerde lesgevers op regelmatige tijdstippen opleidingen die er moeten toe bijdragen dat een betere zorg gecombineerd wordt met betere ergonomie.



De grote uitdaging zal er immers ook de komende jaren vooral uit bestaan om voldoende mensen te blijven vinden die het engagement om te werken in de zorgsector willen opnemen, ondanks stijgende werkdruk en de grote zorgnood bij patiënten en bewoners. Doordat de instroom de stijgende nood aan arbeidskrachten niet zal kunnen volgen, zullen zorgverleners overtuigd moeten worden om langer aan de slag te blijven. En dan zijn er ook nog de pensioenmaatregelen van de overheid, die ook beogen om mensen langer te laten werken. Het gebruik van transferhulpmiddelen, gecombineerd met de juiste opleidingen, kan hierbij een grote bijdrage leveren:

+ Meer voldoening: het zorgen volgens de juiste methode en met correcte hulpmiddelen resulteert in meer comfort en veiligheid voor de patiënt of bewoner. De waardering bij deze mensen zal stijgen, dus ook de voldoening bij de zorgverlener.

+ Meer motivatie: werknemers die in optimale omstandigheden hun job kunnen uitoefenen zijn meer gemotiveerd, zullen minder snel van sector of werkgever veranderen en ook als ze wat ouder zijn nog volop kunnen meedraaien.

+ Minder ziekteverzuim: ergonomisch werken zorgt voor minder fysieke belasting bij de zorgverlener, de kans om door letsels een tijd buiten strijd te zijn wordt veel kleiner. Het ziekteverzuim zal dus dalen.

+ Efficiëntere zorg: door het gebruik van de juiste hulpmiddelen kunnen heel wat zorgtaken door 1 persoon worden uitgevoerd, waar men nu vaak 2 mensen moet inzetten voor in se eenvoudige handelingen.

+ Het transfer-analyse-model 2.0
Ethisch verantwoord ergonomisch handelen voor zorgverleners en zorgvrager
Gentbrugge 10 mei 2023

DOELGROEP
Voor alle zorgverleners - verpleegkundigen en fysiotherapeuten - die een patiënt of bewoner in bed moeten verplaatsen.

DOELSTELLINGEN
Onderstaande specifieke leerdoelen worden bereikt na afloop van de workshop:

INHOUD
• Historisch Transfer-Analyse Model 2.0 en huidige context van de praktijk
• Toepassing van Transfer-Analyse Model 2.0 op de praktijk
• Evaluatie van de praktijk

Ergonomisch werken in de zorg
Veilig verplaatsen van zorgbehoevenden
Gentbrugge 17 mei 2023

DOELGROEP
De workshop richt zich naar zorgverlenend personeel (verpleegkundigen, ergotherapeuten, fysiotherapeuten, ...) die hun kennis willen verruimen rond "correct gebruik van transferhulpmiddelen in de zorg".

DOELSTELLINGEN
• Kennis uitbreiden rond bestaande hulpmiddelen in de zorg
• Correct gebruik van manuele en mechanische transferhulpmiddelen
• Bewustwording van het eigen lichaam bij gebruik van hulpmiddelen
• Onveilige situaties herkennen bij gebruik van transferhulpmiddelen
• Comfort bieden aan de patiënt

INHOUD
• Toelichten van verplaatsingen (geldt hogerop brengen in bed, draaien, etc.) met behulp van diverse hulpmiddelen
• Praktijk met een fysiotherapeut
• Gebruik van de oefening 2023
• Herkennen van de passieve tillift

WERKWIJZE
• Maximaal 12 deelnemers voor een optimale kennisoverdracht en participatie
• Participatieve en interactieve deelname van de cursisten door hen nauw te betrekken tijdens de vorming steunend op hun persoonlijke ervaringen
• Tal van praktijksituaties worden onderling ingeoefend
• Evaluatie en groepsbespreking

DUUR
8 uur

PLAATS
€100 uren BTW

“Werkdruk in de zorg wint het té vaak van de juiste werkhouding. De juiste tiltechnieken en hulpmiddelen worden daar jammer genoeg niet steeds toegepast. Er wordt té dikwijls op de fysieke kracht (belastbaarheid) van de zorgverlener teruggevalen. Zo worden er telkens grenzen overschreden, wat nefast is voor het gestel, de vitaliteit en mettertijd ook de mentale gezondheid van de zorgverlener”

Permanent in ons aanbod: workshop 'ergonomisch werken in de zorg'

Veilig verplaatsen van zorgbehoevenden

Doelgroep
+ Deze opleidingen richten zich naar zorgverlenend personeel (verpleegkundigen, zorgkundigen, ergotherapeuten, kinesitherapeuten, ...) die hun kennis willen verruimen rond "correct gebruik van transferhulpmiddelen in de zorg".

- Doelstellingen**
- + Kennis uitbreiden rond bestaande hulpmiddelen in de zorg
 - + Correct gebruik van manuele en mechanische transferhulpmiddelen
 - + Bewustwording van het eigen lichaam bij gebruik van hulpmiddelen
 - + Onveilige situaties herkennen bij gebruik van transferhulpmiddelen
 - + Comfort bieden aan de patiënt

Werkwijze
+ Participatieve en interactieve deelname van de cursisten door hen nauw te betrekken tijdens de vorming steunend op hun persoonlijke ervaringen
+ Tal van praktijksituaties worden onderling ingeoefend
+ Evaluatie en groepsbespreking
+ Maximaal 12 deelnemers per workshop voor een optimale kennisoverdracht en participatie

Werken met manuele en mechanische transferhulpmiddelen (6 uur)

Inoefenen van verplaatsingen met behulp van transferhulpmiddelen
+ Patiënt hogerop brengen in bed
+ Patiënt draaien in bed
+ Horizontale translaties in bed
+ Comfortabel positioneren in bed

Gebruik van de actieve tillift
+ Voorwaarden om de actieve tillift veilig te kunnen gebruiken
+ Veiligheidsmaatregelen bij het gebruik van de actieve tillift

Gebruik van de passieve tillift
+ Aanbevelingen bij gebruik van passieve tillift
+ Voordelen bij gebruik van passieve tillift met 2 zorgverleners
+ Correct aanbrengen en verwijderen van de tilband in lig en in zit
+ Correct positioneren in lig en in zit
+ Veiligheidsmaatregelen bij het gebruik van de passieve tillift

Deze opleiding kan zowel in uw instelling als in de seminariezaal van Metra georganiseerd worden. Vraag meer info via academy@metra.be



Tilliften en tilbanden



Ontdek al onze oplossingen op [metra.be](https://www.metro.be)



Manuele transferhulpmiddelen | Tilliften en tilbanden | Comfort, bescherming en veiligheid |
Douchen en baden | Medische fixatie | Ice Power | Toegankelijkheid in publieke en private gebouwen | ...



METRA bv
Jan Samijnstraat 25
9050 Gent | België

+32 (0)9 227 71 74
info@metra.be
[metra.be](https://www.metro.be)

BTW BE 0458.474.359
RPR Gent | AFDELING Gent



© Metra bv - oktober 2024 - Alle rechten voorbehouden. In het kader van de voortdurende verbetering van zijn producten behoudt Metra zich het recht voor om de specificaties van de producten aan te passen zonder voorafgaande kennisgeving. Alle afbeeldingen zijn indicatief. Onder voorbehoud van drukfouten. Metra is niet verantwoordelijk voor een verkeerd gebruik van zijn producten.